

7 CONSIGLI PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI PESI DI PROVA



1 Conservare i pesi in un sacchetto o in una custodia adeguata

Per proteggere i vostri pesi, li forniamo in un'apposita scatola di stoccaggio. Questa non serve solo per il trasporto, ma protegge anche i pesi da polvere, sporco e urti durante l'uso quotidiano. Utilizzatela per tenere i vostri pesi sempre pronti all'uso!



2 Tenere la bilancia e il peso vicini

Un requisito importante per ottenere risultati precisi è che le bilance e i pesi di prova siano esposti alla stessa temperatura e umidità. È facile ottenere questo risultato tenendo entrambe le bilance a breve distanza l'una dall'altra. Se ciò non fosse possibile, si tenga presente che, a seconda delle dimensioni dei pesi, potrebbe essere necessario un certo tempo per l'acclimatazione. Portate quindi i pesi in prossimità delle bilance in tempo utile.



3 Rispettare la superficie sensibile

Anche le impronte digitali o i più piccoli graffi di oggetti possono influire sulla superficie di un peso e quindi sulla sua precisione. Pertanto, per sollevare i pesi più piccoli, indossare sempre i guanti o utilizzare pinzette appositamente progettate. Per evitare abrasioni, posizionare sempre i pesi con attenzione dall'alto invece di spostarli sul piatto di pesata.



4 Fate ricalibrare regolarmente i pesi

Anche un peso di prova ben mantenuto si usura con il tempo. È quindi necessario ricordare che deve essere ricalibrato a intervalli fissi, in conformità alla norma ISO 9001. Solo così potrete essere certi che il vostro peso di prova continuerà a garantire la qualità della vostra tecnologia di pesatura anche in futuro.



5 Pensate a una pulizia accurata

Anche nelle migliori condizioni ambientali, è inevitabile che i pesi debbano essere puliti di tanto in tanto. Il modo migliore per farlo è utilizzare un panno morbido in microfibra, un soffiatore o una spazzola per la polvere. Non utilizzare in nessun caso prodotti chimici aggressivi. Questi possono danneggiare la superficie del peso e quindi ridurre la precisione.



6 Utilizzare strumenti

Per assicurarvi di trarre vantaggio dai vostri pesi per lungo tempo, utilizzate i nostri strumenti appositamente sviluppati per la loro manipolazione: pinzette e manici speciali per il sollevamento dei pesi di prova. pinzette e manici per sollevare i pesi di prova. I pesi tengono conto della loro superficie sensibile. Consentono inoltre di sollevare pesi pesanti in modo ergonomico. ergonomico - per la vostra salute.



7 Controllare i pesi prima dell'uso

Gocce d'acqua, polvere o graffi possono rendere inutilizzabili i pesi da test. Soprattutto se i pesi vengono utilizzati da più persone, è necessario controllare attentamente che siano intatti, puliti e asciutti prima di ogni utilizzo. Spesso è utile pulire il peso e lasciare trascorrere un certo periodo di tempo prima di utilizzarlo di nuovo. Se è stato utilizzato in un luogo diverso, è fondamentale un acclimatamento sufficiente.

