

Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kern-sohn.com

Puh.: +49-[0]7433- 9933-0 Faksi: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com

# Käyttöohje Analyyttinen vaaka

# **KERN ABT-NM**

Versio 2.2 04/2016 FIN

ABT-NM-BA-fin-1622



# **KERN ABT-NM**

Versio 2.2 04/2016 Käyttöohje Analyyttinen vaaka

#### Sisältö

1.	Tekniset tiedot	4
2	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	7
3	Näppäimistö ja näyttö	8
3.1	Näppäimistö	8
3.2.	Näyttö	. 10
4	Yleistä	11
4.1	Tarkoituksenmukainen käyttö	. 11
4.2	Väärinkäyttö	. 11
4.3	Takuu	. 11
4.4	Mittauslaitteiden valvonta	. 12
5	Yleiset turvallisuusehdot	12
5.1	Käyttöohjemääräyksien noudattaminen	. 12
5.2	Henkilöstön kouluttaminen	. 12
6	Kuljetus ja varastointi	12
6.1	Vastaanottotarkastus	. 12
6.2	Pakkaus / palautuslähetys	. 13
7	Pakkauksesta purkaminen, asettaminen ja käynnistäminen	15
7.1	Asennus- ja käyttöpaikka	. 15
7.2	Pakkauksesta purkaminen	. 15
6.3	Toimituslaajuus	. 16
6.4	Käyttöpaikan valinta	. 17
7.3	Sähköliitäntä	. 18
7.4	Ulkopuolisten laitteiden liitännät	. 18
7.5	Käyttöönotto	. 19
7.5.1	Päälle kytkentä	. 19
8 8.1 8.2 8.2.1 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4.1 8.4.1 8.4.2 8.4.3 0	Kalibrointi     Automaattinen kalibrointi PSC-toiminnolla     PCS-toiminnon kytkentä päälle ja pois päältä     Automaattinen kalibrointi Clock-CAL-toiminnolla     Clock-CAL-toiminnon aika-asetus     Kalibrointi alustavasti asetetun prosessin avulla     Alustavasti asetetun kalibrointiprosessin valinta.     Alustava asetus: sisäkalibrointipainolla     Alustava asetus: kalibrointitesti sisäkalibrointipainolla.     Alustava asetus: kalibrointiprosessi.     Kalibrointi sisäkalibrointiprosessi.     Kalibrointi sisäkalibrointipainolla     Vaihtoehtoinen kalibrointipainolla     Kalibrointi sisäkalibrointipainolla     Kalibrointi sisäkalibrointipainolla     Kalibrointi sisäkalibrointipainolla     Kalibrointi sisäkalibrointipainolla     Kalibrointitesti sisäkalibrointipainolla     Kalibrointitesti sisäkalibrointipainolla     Kalibrointitesti sisäkalibrointipainolla     Kalibrointitesti sisäkalibrointipainolla	20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
9	Vakaus	30
10	ISO/GLP-protokolla	31
10.1	Kalibrointiraporttin tulostusasetukset	. 31
10.2	Vaa'an tunnuksen asetus	. 32

11   Perustila   34     11.1   Taraus   36     11.4   Punnitus laiten valhto   36     11.5   Lukematarkkuuden valhto   36     11.6   Punnitus laiten valhto   38     11.7   Valikko   38     11.4   Asetusten nuuttaminen   38     12.4   Asetusten muuttaminen   38     12.5   Valikon rakenne   41     12.6   Valikon rakenne   44     12.7   Valikon palautaminen   44     12.7   Valikon palautaminen   44     12.7   Valikon palautaminen   46     13.1   Stabiolinitusdatin   47     13.1   Stabiolinitusdatin   47     13.1   Valikot astävä toiminta   47     13.1   Valikyksen asetusioinita   47     13.1   Valikyksen asetusioinita   47	<b>10.3</b> 10.3.1	Päiväystulostuksen asettaminen Päiväys- ja kellonajan tulostus, ilman painoarvoa	. 33 . 33
11.3   Näytön asetukset   35     11.4   Punnitusalueen vaihto   36     11.5   Lukematarkkuuden vaihto   36     11.6   Punnitus laittian alla   37     12   Valikko   38     12.1   Asetusten vaihto   38     12.1   Asetusten vaihto   38     12.2   Asetusten vaihto   38     12.4   Päävalikon avaaminen   38     12.4   Välikon lukitus   44     12.5   Valikon lukitus   44     12.6   Valikon lukitus   44     12.7   Valikon lukitus   44     12.8   Asetuksen valvontamerkki   45     13   Toimintokuvaukset   46     13.1   Valikon lukitus   47     13.1.4   Anostelutia   48     13.2   Konvektiota estävä toiminta   47     13.1.1   Valikonia   47     13.1.2   Konvektiota estävä toiminta   47     13.2   Stabilointimerkki   49     13.3   Auto-zero   50     14.4   Antostelutia </td <td>11 11.1 11 2</td> <td>Perustila Punnitus</td> <td>34 . 34</td>	11 11.1 11 2	Perustila Punnitus	34 . 34
11.6   Punitus laittian alla.   37     12   Valikko   38     12.1   Asetusten valinto   38     12.2   Asetusten valinto   38     12.3   Valikon avaaminen   38     12.4   Asetusten nuuttaminen   38     12.5   Valikon rakenne   41     12.6   Valikon rakenne   41     12.6   Valikon rakenne   41     12.6   Valikon rakenne   41     12.6   Valikon palauttaminen   44     12.7   Valikon palauttaminen   44     12.7   Valikon palauttaminen   44     13.8   Stabilointissudatin   46     13.1   Toimintokuvaukset   46     13.1   Valikon jauksitsudation   46     13.1   Valikoinia   47     13.1   Valikoinia   47     13.1   Valikoinia   47     13.1   Valikoinia   47     13.3   Valikoinia   47     13.3   Valikoinia   47     13.2   Stabilointimerkki   49 <td>11.2 11.3 11.4</td> <td>Näytön asetukset Punnitusalueen vaihto</td> <td>. 34 . 35 . 36</td>	11.2 11.3 11.4	Näytön asetukset Punnitusalueen vaihto	. 34 . 35 . 36
12   Valikko   38     12.1   Asetusten muuttaminen   38     12.2   Asetusten muuttaminen   38     12.4   Päävalikon valinta   40     12.5   Valikon lukitus   40     12.6   Valikon palauttaminen   41     12.7   Valikon palauttaminen   41     12.6   Valikon palauttaminen   44     12.6   Valikon palauttaminen   44     12.6   Valikon palauttaminen   44     12.7   Valikon palauttaminen   44     12.6   Valikon ukitus   45     13.1   Toimintokuvaukset   46     13.1   Vakiotia   46     13.1.2   Konvektioa estävä toiminta   47     13.1   Vakiotia   47     13.1   Vakiotia   47     13.1   Vakiotia   47     13.1   Vakiotia   47     13.1   Kanostelutila   47     13.2   Stabilointimerkki   49     13.3   Voimakas stabilointi   47     13.4   Annostelutila   52 <td>11.5 11.6</td> <td>Lukematarkkuuden vaihto Punnitus laittian alla</td> <td>. 36 . 37</td>	11.5 11.6	Lukematarkkuuden vaihto Punnitus laittian alla	. 36 . 37
12.3   Valikon avaaminen   38     12.4   Päävalikon valinta   40     12.5   Valikon rakenne   41     12.6   Valikon lukitus   44     12.7   Valikon lukitus   44     12.6   Valikon lukitus   44     12.7   Valikon lukitus   44     12.8   Asetuksen valvontamerkki   45     13   Toimintokuvaukset   46     13.1   Vakiotila   46     13.1   Vakiotila   47     13.1.1   Vakiotila   47     13.1.2   Konvektiota estävä toiminta   47     13.1.4   Annostelutila   48     13.2   Stabilointimerkki   49     13.4   Annostelutila   48     13.2   Stabilointimerkki   49     13.4   Ator-Zero   50     13.5   Kellonajan asetus   52     13.6   Kapasiteetti-ilmaisin   53     14.1   Kapapielaskenta   54     14.2   Prosentiarvon mittaus   56     14.3   Tiheyden mittaus   56 <td>12 12.1 12.2</td> <td>Valikko Asetusten vaihto Asetusten muuttaminen</td> <td>38 . 38 . 38</td>	12 12.1 12.2	Valikko Asetusten vaihto Asetusten muuttaminen	38 . 38 . 38
12.5   Valikon lukitus   44     12.6   Valikon lukitus   44     12.7   Valikon lukitus   44     12.7   Valikon lukitus   44     12.8   Valikon lukitus   44     12.7   Valikon lukitus   44     12.8   Valikon lukitus   46     13.1   Valikon lukitus   46     13.1   Valikon lukitus   47     13.1   Valikon lukitus   48     13.1   Valikon lukitus   49     13.1   Valikon lukitus   49     13.3   Auto-Zero   50     13.4   Anto-Zero   50     13.5   Kellonajan asetus   52     1	12.3 12.4	Valikon avaaminen Päävalikon valinta	. 38
12.8   Asetuksen valvontamerkki   45     13   Toimintokuvaukset   46     13.1   Vakiotila   46     13.1.1   Vakiotila   46     13.1.2   Konvektiota estävä toiminta   47     13.1.3   Voimakas stabilointi.   47     13.1.4   Annosteluitia   48     13.2   Stabilointimerkki   49     13.4   Annosteluitia   47     13.4   Annosteluitia   48     13.2   Stabilointimerkki   49     13.4   Ainosteluitia   49     13.4   Ainosteluitia   49     13.4   Kapasiteetti-ilmaisin   51     13.5   Kellonajan asetus   52     13.6   Kapasiteetti-ilmaisin   53     14.4   Toiminnot   54     14.2   Prosenttiarvon mittaus   56     14.3.1   Kinteän aineen tiheyden mittaus   56     14.3.1   Kinteän aineen tiheyden mittaus   56     14.4   Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)   59     14.5   Nuemaustila   60 <t< td=""><td>12.5 12.6 12.7</td><td>Valikon rakenne Valikon lukitus Valikon palauttaminen</td><td>. 41 . 44 . 44</td></t<>	12.5 12.6 12.7	Valikon rakenne Valikon lukitus Valikon palauttaminen	. 41 . 44 . 44
13.1   Stabilointisuodatin   46     13.1.1   Vakiotila   46     13.1.2   Konvektiota estävä toiminta   47     13.1.3   Voimakas stabilointi.   47     13.1.4   Annostelutila   48     13.2   Stabilointimerkki.   49     13.3   Auto-Zero.   50     13.4   Päiväyksen asettaminen   51     13.5   Kellonajan asetus   52     13.6   Kapasiteetti-ilmaisin   53     14   Toiminnot   54     13.5   Kellonajan asetus   55     13.6   Kapasiteetti-ilmaisin   53     14   Toiminnot   54     14.1.   Kappalelaskenta   54     14.2.   Prosenttiarvon mittaus   56     14.3   Kiinteän aineen tiheyden mittaus   56     14.3.1   Kiinteän aineen tiheyden mittaus   57     14.3   Voimaustila   60     14.3.1   Kiinteän änsen tiheyden mittaus   57     14.3   Vatomattinen tulostustoiminto (Auto Print)   59     14.5   Summaustila   62	12.8 13	Asetuksen valvontamerkki Toimintokuvaukset	. 45 46
13.1.3   Voimakas stabilointi	<b>13.1</b> 13.1.1 13.1.2	Stabilointisuodatin Vakiotila Konvektiota estävä toiminta	. 46 . 46 47
13.2   Stabiliontimerkki	13.1.3 13.1.4	Voimakas stabilointi Annostelutila	. 47 . 48 . 48
13.5   Kellonajan asetus   52     13.6   Kapasiteetti-ilmaisin   53     14   Toiminnot   54     14.1.   Kappalelaskenta   54     14.2.   Prosenttiarvon mittaus   55     14.3.1   Künteän aineen tiheyden mittaus   56     14.3.1   Künteän aineen tiheyden mittaus   56     14.3.2   Nesteen tiheyden mittaus   56     14.4   Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)   59     14.4   Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)   59     14.5   Summaustila   60     14.6   Reseptitila   62     15   Tiedonsiirtoliitäntä   64     15.1   Liitäntä RS 232C   64     15.2   Tietomuoto   64     15.3   Kauko-ohjauskomennot   64     15.4   Oletusasetukset   68     15.5.1   Tiedonsiirtonopeuden asetukset   68     15.5.2 <td>13.2 13.3 13.4</td> <td>Auto-Zero Päiväyksen asettaminen</td> <td>. 49 . 50 . 51</td>	13.2 13.3 13.4	Auto-Zero Päiväyksen asettaminen	. 49 . 50 . 51
14   Ioiminnot   54     14.1.   Kappalelaskenta   54     14.2.   Prosentilarvon mittaus   55     14.3.   Tiheyden mittaus   56     14.3.1   Küinteän aineen tiheyden mittaus   56     14.3.2   Nesteen tiheyden mittaus   56     14.3.2   Nesteen tiheyden mittaus   56     14.3.2   Nesteen tiheyden mittaus   57     14.4   Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)   59     14.5   Summaustila   60     14.6   Reseptitila   62     15   Tiedonsiirtoliitäntä   64     15.1   Liitäntä RS 232C   64     15.2   Tietomuoto   64     15.1   Liitäntä RS 232C   64     15.2   Tietomuoto   64     15.3   Kauko-ohjauskomennot   64     15.4   Oletusasetukset   65     15.5   Käyttäjäasetukset   65     15.5.1   Tiedonsiirtonopeuden asetukset   68     15.5.2   Loppubitin asetukset   68     15.5.3   Pariteettiasetukset   69			
14.3   Tiheyden mittaus   56     14.3.1   Kiinteän aineen tiheyden mittaus   56     14.3.2   Nesteen tiheyden mittaus   57     14.4   Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)   59     14.5   Summaustila   60     14.6   Reseptitila   62     15   Tiedonsiirtoliitäntä   64     15.1   Liitäntä RS 232C   64     15.2   Tietomuoto   64     15.3   Kauko-ohjauskomennot   65     15.4   Oletusasetukset   66     15.5   Käyttäjäasetukset   67     15.5.1   Tiedonsiirtonopeuden asetukset   68     15.5.2   Loppumerkin asetukset   68     15.5.3   Pariteettiasetukset   68     15.5.4   Loppublin asetukset   68     15.5.5   Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset   69     16   Huolto, kunnossapito ja hävitys   70     16.1   Puhdistus   70     16.2   Huolto, ja kunnossapito   70     16.3   Hävitys   70     17   Vianetsin	13.5 13.6	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin	. 52 . 53
14.4   Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)   57     14.4   Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)   59     14.5   Summaustila   60     14.6   Reseptitila   62     15   Tiedonsiirtoliitäntä   64     15.1   Liitäntä RS 232C   64     15.2   Tietomuoto   64     15.3   Kauko-ohjauskomennot   65     15.4   Oletusasetukset   66     15.5   Käyttäjäasetukset   67     15.5.1   Tiedonsiirtonopeuden asetukset   68     15.5.2   Loppumerkin asetukset   68     15.5.3   Pariteettiasetukset   68     15.5.4   Loppubitin asetukset   68     15.5.5   Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset   69     16   Huolto, kunnossapito ja hävitys   70     16.1   Puhdistus   70     16.2   Huolto ja kunnossapito   70     16.3   Hävitys   70     16.4   Huolto ja kunnossapito   70     16.3   Hävitys   70     16.4   Huolto ja k	13.5 13.6 14 14.1. 14.2.	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus	. 52 . 53 54 . 54 . 55
14.6   Reseptitila	13.5 13.6 14 14.1. 14.2. 14.3 14.3.1 14.3.2	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus Tiheyden mittaus Kiinteän aineen tiheyden mittaus	. 52 . 53 . 54 . 54 . 55 . 56 . 56
15.1.   Lutanta RS 232C   64     15.2   Tietomuoto   64     15.3.   Kauko-ohjauskomennot.   65     15.4   Oletusasetukset   66     15.5   Käyttäjäasetukset   67     15.5.1   Tiedonsiirtonopeuden asetukset   68     15.5.2   Loppumerkin asetukset   68     15.5.3   Pariteettiasetukset   68     15.5.4   Loppubitin asetukset   68     15.5.5   Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset   69     15.5.6   Handshake-asetukset   69     16   Huolto, kunnossapito ja hävitys   70     16.1   Puhdistus   70     16.2   Huolto ja kunnossapito   70     16.3   Hävitys   70     17   Vianetsintä   71	13.5     13.6     14.1.     14.2.     14.3.     14.3.1     14.3.2     14.4.     14.5	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus Tiheyden mittaus Kiinteän aineen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print) Summaustila	. 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 56 . 57 . 59 . 60
15.4   Oletusasetukset   66     15.5   Käyttäjäasetukset   67     15.5.1   Tiedonsiirtonopeuden asetukset   68     15.5.2   Loppumerkin asetukset   68     15.5.3   Pariteettiasetukset   68     15.5.4   Loppubitin asetukset   68     15.5.5   Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset   69     15.5.6   Handshake-asetukset   69     16   Huolto, kunnossapito ja hävitys   70     16.1   Puhdistus   70     16.2   Huolto ja kunnossapito   70     16.3   Hävitys   70     17   Vianetsintä   71	13.5 13.6 14 14.1. 14.2. 14.3 14.3.1 14.3.2 14.4 14.5 14.6 15	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus Tiheyden mittaus Kiinteän aineen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print) Summaustila Reseptitila.	. 52 . 53 54 . 54 . 55 . 56 . 56 . 57 . 59 . 60 . 62 . 64
15.5.2Loppumerkin asetukset6815.5.3Pariteettiasetukset6815.5.4Loppubitin asetukset6815.5.5Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset6915.5.6Handshake-asetukset6916Huolto, kunnossapito ja hävitys7016.1Puhdistus7016.2Huolto ja kunnossapito7016.3Hävitys7017Vianetsintä71	13.5     13.6     14.1.     14.2.     14.3.1     14.3.2     14.4     14.5     14.6     15.1.     15.2     15.3.	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus Tiheyden mittaus Kiinteän aineen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print) Summaustila Reseptitila. Tiedonsiirtoliitäntä Liitäntä RS 232C Tietomuoto Kauko-ohjauskomennot	. 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 59 . 60 . 62 . 64 . 64
15.5.4Loppublin asetukset0615.5.5Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset6915.5.6Handshake-asetukset6916Huolto, kunnossapito ja hävitys7016.1Puhdistus7016.2Huolto ja kunnossapito7016.3Hävitys7017Vianetsintä71	13.5     13.6     14.1     14.2     14.3     14.3.1     14.3.2     14.4     14.5     14.6     15.1     15.2     15.3     15.4     15.5     15.5	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus Tiheyden mittaus Kiinteän aineen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Liitäntä RS 232C Tiedonsiirtoliitäntä Oletusasetukset Käyttäjäasetukset Tiedonsiirtononeuden asetukset	. 52 . 53 54 . 54 . 55 . 56 . 57 . 59 . 60 . 62 64 . 64 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68
16   Huolto, kunnossapito ja hävitys   70     16.1   Puhdistus   70     16.2   Huolto ja kunnossapito   70     16.3   Hävitys   70     17   Vianetsintä   71	13.5     13.6     14.1     14.2.     14.3     14.3.1     14.3.2     14.4     14.5     14.6     15.1.     15.2     15.3.     15.5.1     15.5.2     15.5.3     15.5.4	Kellonajan asetus	52 53 54 55 56 56 57 59 60 62 64 64 64 65 66 67 68 68 68 68 68 68
16.2   Havitys	13.5     13.6     13.6     14.1     14.2.     14.3     14.3.1     14.3.2     14.3     14.3.1     14.3.2     14.4     14.5     15.1.     15.1.     15.2     15.3.     15.5.1     15.5.2     15.5.3     15.5.4     15.5.5     15.5.6	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus Tiheyden mittaus Kiinteän aineen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print) Summaustila Reseptitila Tiedonsiirtoliitäntä Liitäntä RS 232C Tietomuoto Kauko-ohjauskomennot Oletusasetukset Käyttäjäasetukset Tiedonsiirtonopeuden asetukset Loppumerkin asetukset Loppumerkin asetukset Loppubitin asetukset	52 53 54 55 56 56 57 59 60 62 64 64 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
	13.5     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     13.6     14.1     14.2     14.3     14.3.1     14.3.2     14.4     14.5     14.6     15.1     15.2     15.5.1     15.5.2     15.5.3     15.5.4     15.5.5     15.5.6     16     16.1     16.2	Kellonajan asetus Kapasiteetti-ilmaisin Toiminnot Kappalelaskenta Prosenttiarvon mittaus Tiheyden mittaus Kiinteän aineen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Nesteen tiheyden mittaus Nesteen tilla Tiedonsiirtoliitäntä Liitäntä RS 232C Tietomuoto Kauko-ohjauskomennot. Oletusasetukset Käyttäjäasetukset Tiedonsiirtonopeuden asetukset Loppumerkin asetukset Pariteettiasetukset Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset Handshake-asetukset Handshake-asetukset	52 53 54 55 55 56 57 59 60 62 64 64 65 66 67 68 68 68 68 68 68 68 69 70 70

### 1 Tekniset tiedot

KERN	ABT 100-5NM	ABT 120-4NM
Mittaustarkkuus (d)	0,01 mg	0,1 mg
Punnitusalue (Max)	101 g	120 g
Minimi kuormitus (Min.)	1 mg	10 mg
Vakauksenmukainen tarkkuus (e)	1 mg	1 mg
Vakausluokka	I	I
Toistuvuus	0,05 mg	0,1 mg
Lineaarisuus	± 0,15 mg	± 0,2 mg
Signaalin nousuaika	10 s	3 s
kalibrointipaino	sisäine	n
Painoyksiköt (vaattavat laitteet)	g, ct	,
Minimi kappalepaino kappalemäärälaskennassa	1 mg	1 mg
Viitekappalemäärä kappalemäärän laskennassa	10, 20, 50,100	
Punnituslevy ruostumattomasta teräksestä	ø 80 mm	
Kotelon mitat (L x S x K) [mm]	217 x 356 x 338	
Mitat lasillisen tuulensuojan mitat [mm]	Punnituskammio 1	68 x172 x223
Nettopaino (kg)	7	
Sallitut käyttöolosuhteet	+10°C+	30°C
Ilman kosteus	enintään 80%, suhteellin	en (ei kondensointia)
Syöttöjännite	AC 100 -240 V, 40	0 mA 50/60Hz
Virtalähteen lähtöjännite	e DC 12 V, 1 A	
Saastumisluokka	2	
Ylijänniteluokittelu	II luokka	
Asennuskorkeus metreissä (korkeustaso)	Enintään 2000 m	
Käyttöpaikka	Ainoastaan si	sätiloissa

KERN	ABT 220-4NM	ABT 320-4NM
Mittaustarkkuus (d)	0,1 mg	0,1 mg
Punnitusalue (Max)	220 g	320 g
Minimi kuormitus (Min.)	10 mg	10 mg
Vakauksenmukainen tarkkuus (e)	1 mg	1 mg
Vakausluokka	I	-
Toistuvuus	0,1 mg	0,1 mg
Lineaarisuus	± 0,2 mg	± 0,2 mg
Signaalin nousuaika	3 s	i
kalibrointipaino	sisäir	ien
Painoyksiköt (vaattavat laitteet)	g, c	ct,
Minimi kappalepaino kappalemäärälaskennassa	1 mg	0,1 mg
Viitekappalemäärä kappalemäärän laskennassa	10, 20, 5	50,100
Punnituslevy ruostumattomasta teräksestä	ø 80 mm	
Kotelon mitat (L x S x K) [mm]	217 x 356	6 x 338
Mitat lasillisen tuulensuojan mitat [mm]	Punnituskammio	168 x172 x223
Nettopaino (kg)	7	
Sallitut käyttöolosuhteet	+10°C	.+30°C
Ilman kosteus	enintään 80%, suhteelli	nen (ei kondensointia)
Syöttöjännite	AC 100 -240 V, 4	00 mA 50/60Hz
Virtalähteen lähtöjännite	DC 12	V, 1 A
Saastumisluokka	2	
Ylijänniteluokittelu	II luo	kka
Asennuskorkeus metreissä (korkeustaso)	Enintään	2000 m
Käyttöpaikka	Ainoastaan	sisätiloissa

KERN	ABT 120-5DNM	ABT 220-5DNM
Mittaustarkkuus (d)	0,01/0,1 mg	0,01/0,1 mg
Punnitusalue (Max)	42 g/120 g	82 g/220 g
Minimi kuormitus (Min.)	1 mg	1 mg
Vakauksenmukainen tarkkuus (e)	1 mg	1 mg
Vakausluokka	l	I
Toistuvuus	±0,02/ 0,1 mg	±0,05/ 0,1 mg
Lineaarisuus	± 0,05/0,2 mg	± 0,1/0,2 mg
Signaalin nousuaika	3 s/1	0 s
kalibrointipaino	sisäir	ien
Painoyksiköt (vaattavat laitteet)	g, (	ot,
Minimi kappalepaino kappalemäärälaskennassa	1 n	ng
Viitekappalemäärä kappalemäärän laskennassa	10, 20, 50,100	
Punnituslevy ruostumattomasta teräksestä	ø 80 mm	
Kotelon mitat (L x S x K) [mm]	217 x 356 x 338	
Mitat lasillisen tuulensuojan mitat [mm]	Punnituskammio	168 x172 x223
Nettopaino (kg)	7	
Sallitut käyttöolosuhteet	+10°C	.+30°C
Ilman kosteus	enintään 80%, suhteellinen (ei kondensointia)	
Syöttöjännite	AC 100 -240 V, 400 mA 50/60Hz	
Virtalähteen lähtöjännite	DC 12 V, 1 A	
Saastumisluokka	2	
Ylijänniteluokittelu	II luo	kka
Asennuskorkeus metreissä (korkeustaso)	Enintään	2000 m
Käyttöpaikka	Ainoastaan	sisätiloissa

#### 2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Meidän voimassaoleva EY/EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

## www.kern-sohn.com/ce

? Kalibroitavan (= standardinmukaiseksi todistetun) vaa'an vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan laitteen kanssa.

# 3 Näppäimistö ja näyttö

### 3.1 Näppäimistö



#### Punnitustilassa:

Painike	Merkintä	Paina kerran ja vapauta	Paina ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan
ON OFF ESC	[ON/OFF] (päälle/pois päältä)	Vaihtaminen punnitus- ja valmiustilan välillä (stand-by).	Näppäinääni päälle/pois päältä.
CAL MENU	[CAL]	Kalibroinnin tai valikon valintanäytön avaus.	Kalibroinnin tai valikon valintanäytön avaus.
TARE →0←	[TARE]	Painolukeman taaraus ta	ai nollaus.
	[UNIT]	NäyttöAsetuksen vaihto	
PRINT →	[PRINT]	Painoarvon lähetys ulkopuoliseen laitteeseen (tulostin tai tietokone)	Päivän ja kellonajan lähetys ulkopuoliseen laitteeseen.
	[1d/10d]	ABT 120-4NM ABT 220-4NM ABT 320-4NM ABT 100-5NM ABT 120-5DNM ABT 220-5DNM	Viimeisen luvun poisto vakauksenalaisissa sovellutuksissa on mahdollinen ainoastaan 0,01 mg tulostarkkuudella. Kaikissa muissa malleissa painikkeeseen 1/10d ei ole nimetty mitään toimintoa.

#### Valikossa:

Painike	Merkintä	Paina kerran ja vapauta	Paina ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan
ON OFF ESC	<b>[ON/OFF]</b> (päälle/pois päältä)	Paluu valikkoon	Paluu punnitustilaan
CAL MENU	[CAL]	Valikon valinta	
TARE →0←	[TARE]	Parametrien valinta Asetusten tallennus	
	[UNIT]	Numeerisen arvon syöttö. Vilkkuvan luvun suurentaminen yhden yksikön verran.	
PRINT →	[PRINT]	Numeerisen arvon syöttö. Vilkkuvan luvun siirto.	
1d 10d	[1d/10d]	Ei toimintoa.	

#### 3.2 Näyttö



Vaihtoehdot

Yksikkö

Näyttö	Merkintä	Selite
<b>→</b>	Stabilointimerkki	Näkyvillä, kun punnitusarvo on stabiili. Valikon elementtiä
		valittaessa se osoittaa tämänhetkisen asetuksen
		Näkyvillä kalibrointiaikana. Vlikkuu ennen automaattisen
<b>I</b>	Painomarkki	kalibroinnin käynnistystä.
	Fallomerkki	Näkyvillä kalibrointiparametreja asetettaessa. Vilkkuu, kuin laite
		ilmoittaa kalibrointitarpeesta.
#	Numeerinen merkki	Osoittaa numeerisen arvon syöttöä.
MENUL	Valikan markki	Näkyvillä valikkoa valittaessa. Näkyvillä aina, kun valikko on
IMENO		lukittu.
*	Tähtimerkki	Ilmoittaa siitä, että näytöltä ilmenevä lukuarvo ei ole painoarvo.
4	Laskentamerkki	Ilmoittaa kappalelaskentatoiminnon asettamisesta.
_		Näkyvillä, kun esiintyy tiedonsiirtoa ulkolaitteiden kanssa RS232C
4	Tiedonsiirtomerkki	kaapelin välityksellä. Osoittaa, että tiedonsiirtotoiminnot on
		asetettu ON-asentoon (päällä).
	Akkumorkki	Kun vaaka toimii lisävarusteisella akulla, merkki kytkeytyy päälle
BALL	AKKUIIIEIKKI	akun ollessa heikko.
	Automaattisen	Osoittaa automaattisan tulostustoiminnon aktivoinnista
HF	tulostuksen merkki	
	Valmiusmerkki	Näkwillä, kun vaaka toimii valmiustilassa
STAND-BY	(stand-by)	INARYVIIIA, RUIT VAARA LUITTII VAITTIUSLIIASSA.
-	Käännetty	Näkwillä tibevsarvon osana
•	kolmiomerkki	

#### 4 Yleistä

#### 4.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Vaaka on tarkoitettu aineiden painon (painoarvon) mittaamiseen. Vaakaa on käytettävä "manuaalisena" vaakana. Tämä tarkoittaa, että punnittavat tavarat on asetettava varovasti käsin punnituslevyn keskelle. Painoarvo voidaan lukea lukeman vakautuessa.

#### 4.2 Väärinkäyttö

Vaaka ei ole tarkoitettu dynaamiseen punnitsemiseen, joka tarkoittaa punnittavan tavaran poistaminen tai lisääminen punnituslevylle punnitusaikana. Muuten vaa'an stabilointi ja kompensointijärjestelmä voi aiheuttaa väärien punnitustulosten antamisen! (Esimerkki: Vaa'an päällä olevasta astiasta valuu nestettä.)

Älä altista vaa'an punnituslevyä pitkäaikaiselle kuormitukselle. Se voi johtaa punnitusmekanismin vaurioitumiseen.

Vältä ehdottomasti vaa'an punnituslevyn iskemistä ja ylikuormittamista yli suurimman kuormituksen (Max) taaralla pienennettynä. Ylikuormitus voi johtaa vaa'an vaurioitumiseen.

Älä koskaan käytä vaakaa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Vaa'an vakiovarusteinen versio ei ole räjähdysturvallinen.

Vaakaan ei saa tehdä rakennemuutoksia. Se voi aiheuttaa virheellisiä punnitustuloksia sekä teknisten turvallisuusvaatimusten rikkomista ja vaa'an vaurioitumista.

Vaakaa on käytettävä ainoastaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Muita käyttötarkoituksia/sovellutuksia varten on haettava KERN:n kirjallinen lupa.

#### 4.3 Takuu

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

- laitteen käyttöohjeen määräyksien laiminlyönti;
- käyttötarkoituksen vastainen käyttö;
- laitteen muuttaminen tai avaaminen;
- mekaaninen tai nesteiden tai aineiden aiheuttama vaurioituminen; luonnollinen kuluminen;
- väärä asettaminen tai väärän sähköverkon käyttö;
- mittausjärjestelmän ylikuormitus.

#### 4.4 Punnituslaitteiden valvonta

Laadunvalvontajärjestelmän puitteissa tulee tarkistaa määräajoin vaa'an mittaustoimintaa sekä mahdollisesti käytettävissä referenssipainon teknisiä ominaisuuksia. Tätä varten vastaavan käyttäjän tulee määrätä sekä tarkastusaikavälin sekä -menetelmän ja -laajuuden. Mittauslaitteisiin (eli myös vaakoihin) liittyvät tarkastusohjeet sekä tarvittavat referenssipainot löytyvät KERN:n verkkosivulta (www.kern-sohn.com). Referenssipainoja ja vaakoja voidaan kalibroida nopeasti ja edullisesti DKD:n (Deutsche Kalibrierdienst) valtuutetussa KERN:n kalibrointilaboratoriossa voimassaolevaan (tietyssä maassa standardiin mukauttaminen).

#### 5 Yleiset turvallisuusehdot

#### 5.1 Käyttöohjemääräyksien noudattaminen

Ennen vaa'an asettamista ja käynnistämistä lue huolellisesti tämä käyttöohje, vaikka teillä olisi jo kokemusta KERN-vaakojen käytöstä.

#### 5.2 Henkilöstön kouluttaminen

Ainoastaan koulutetut työntekijät saavat käyttää ja huoltaa laitetta.

#### 6 Kuljetus ja varastointi

#### 6.1 Vastaanottotarkastus

Paketin vastaanoton yhteydessä pakkaus on tarkistettava välittömästi mahdollisten ulkovaurioiden varalta - sama pätee laitteeseen, kun se on purettu pakkauksesta.

#### 6.2 Pakkaus / palautuslähetys



Kaikki alkuperäisen pakkauksen osat on säilytettävä mahdollisen palautuslähetyksen varalta.

- ⇒ Laitteen voi palauttaa vain alkuperäisessä pakkauksessaan.
- ⇒ Ennen lähetystä irrota kaikki johdot ja löysät/liikkuvat osat.



- ⇒ Asenna takaisin kuljetussuojat, mikäli käytettävissä.
- ⇒ Kaikkien osien, kuten esim. lasisuojan, punnituslevyn, virtalähteen jne. liikkuminen ja vaurioituminen on estettävä.















#### 7 Pakkauksesta purkaminen, asettaminen ja käynnistäminen

#### 7.1 Asennus- ja käyttöpaikka

Vaaka on rakennettu siten, että normaaleissa käyttöolosuhteissa saatavat mittausarvot ovat luotettavat.

Oikea käyttöpaikka varmistaa vaa'an tarkan ja nopean toiminnan.

#### Sen vuoksi asennuspaikkaa valittaessa noudata seuraavia sääntöjä:

- vaaka on asetettava tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja lämpötilan vaihtelua, joka aiheutuu esim. lähellä olevasta patterista tai välittömästä auringonsäteilystä.
- suojaa vaakaa läpivedolta, joka aiheutuu auki olevista ikkunoista tai ovista.
- vältä ravistamista punnittaessa.
- suojaa vaakaa korkealta ilmankosteudelta, höyryiltä ja pölyltä.
- ei saa altistaa laitetta pitkäaikaisesti voimakkaan kosteuden vaikutukselle. Ilmassa olevasta kosteudesta aiheutuva kondensointi voi syntyä, jos kylmä laite asetetaan huomattavasti lämpimämpään tilaan. Tällöin laite on katkaistava sähköverkosta ja jätettävä 2 tunniksi mukautumaan ympäristölämpötilaan.
- vältä punnittavasta aineesta, vaa'an kannesta ja tuulensuojasta siirtyviä staattisia kuormia.

Mikäli ympäristössä on olemassa sähkömagneettisia kenttiä, staattisia kuormia tai epästabiilia virransyöttöä, suuri lukeman poikkeama (väärä punnitustulos) on mahdollinen. Tällöin vaaka on siirrettävä muuhun paikkaan.

#### 7.2 Pakkauksesta purkaminen

Poista vaaka varovaisesti pakkauksestaan, poista muovipussi ja aseta vaaka sille tarkoitettuun paikkaan.

# 7.2.1 Toimituslaajuus Vakiovarusteet:

vaaka	
Punnituslevy	
Punnituslevyn kiinnike	
Suojarengas	
Virtalähde	
Virtajohdon pidike	
Kansi	
Käyttöohje	

#### 7.2.2 Asettaminen



- Aseta virtalähteen kaapelin pidike. Poista suojakalvo kaapelin pidikkeestä ja kiinnitä virtalähde vaa'an takapuolelle kuvan mukaisella tavalla.
- Aseta paikalleen punnituslevyn kiinnike, punnituslevy ja suojarengas.





- Vaaitse vaaka säätöpulteilla varustetuilla jalaksilla. Vesivaa'an ilmakuplan tulee olla merkityllä alueella.
- Asenna kansi näppäimistön ja näytön pölyltä ja kulumiselta suojaamiseksi.

#### 7.3 Sähköliitäntä

Virransyöttö tapahtuu ulkopuolisen virtalähteen välityksellä. Virtalähteeseen merkityn jännitearvon tulee olla paikallisen sähköverkon jännitteen mukainen. Käytä ainoastaan alkuperäisiä KERN-merkkisiä virtalähteitä. Muiden tuotteiden käyttö edellyttää KERN:n suostumusta.

#### 7.4 Ulkopuolisten laitteiden liitännät

Ennen oheislaitteiden (tulostin, tietokone) kytkemistä tiedonsiirtoliitäntään vaaka on ehdottomasti katkaistava sähköverkosta.

Vaa'an kanssa käytä ainoastaan KERN-merkkisiä tarvikkeita ja oheislaitteita, jotka on optimoitu tähän tarkoitukseen.

Ulkolaiteliitännät:



- 1 Liitäntä RS-232
- 2 Sähköliitäntä
- 3 Murroneste (käytettävä ketjun tai muun kiinnityksen kanssa)
- 4 Maadoitusliitin

#### 7.5 Käyttöönotto

Lämpenemisaika kestää 4 tuntia käynnistyksen jälkeen ja sen aikana mittausarvot stabiloidaan.

Vaa'an tarkkuus riippuu paikallisesta putoamiskiihtyvyydestä. Noudata ehdottomasti Kalibrointi-luvussa annettuja ohjeita.

#### 7.5.1 Virransyöttö päälle



 Kytke vaaka sähköverkkoon virtalähteen avulla. Kun vaaka on suorittanut itsetarkistuksen, kalibrointi käynnistyy automaattisesti. Tämän prosessin aikana näytöltä ilmenevät seuraavat ilmoitukset: "CHE 5", "CHE 4"..... "CHE 0", "CHE 2", "CHE 1", "CAL 2 – CAL 0" , "CAL-End", "oFF". Välittömästi sen jälkeen, kun vaakaan on syötetty virta, kalibrointi voidaan keskeyttää painamalla [ON/OFF]-painiketta. Ennen kuin vaaka

on käytettävissä on kuitenkin suoritettava vähintään yksi kalibrointi.

- 2. Paina **[ON/OFF]**-painiketta. Kun kaikki ilmaisimet ovat näkyvillä, näytölle tulee grammamerkki (g).
- [ON/OFF]-painiketta uudelleen painettaessa näytölle tulee valmiusmerkki (stand-by) ja vaaka siirtyy valmiustilaan (lämpeneminen). Näytöltä ilmenee tämänhetkinen kellonaika (katso kohta 13.5).

### 8 Kalibrointi

Koska putoamiskiihtyvyys vaihtelee maapallon eri paikoilla, jokainen vaaka on fysiikan periaatteiden mukaisen punnitusmenetelmän vuoksi mukautettava käyttöpaikan mukaiseen putoamiskiihtyvyyteen (ainoastaan jos vaakaa ei ole tehdaskalibroitu käyttöpaikalla). Kyseinen kalibrointiprosessi on suoritettava käyttöönoton yhteydessä aina vaa'an käyttöpaikan vaihtuessa sekä ympäristön lämpötilan vaihdellessa. Lisäksi tarvittavan mittaustarkkuuden aikaansaamiseksi suositellaan kalibroimaan vaaka säännöllisesti myös punnitustilassa. Pidä huolta stabiileista käyttöolosuhteista. Stabilointia varten on noudatettava tarvittavaa lämpenemisaikaa, joka on 1 tai 4 tuntia (jos mallin d = 0,01 mg). Samalla on huomioitava, ettei punnituslevylle jää mitään esineitä.

#### 8.1 Automaattinen kalibrointi PSC-toiminnolla

ABT-malliston vaa'at on oletusasetettu ("PSC ON") siten, että automaattinen kalibrointi tapahtuu PSC-toiminnon avulla.

Lämpöanturin ansiosta vaaka suorittaa automaattisen kalibroinnin sisäkalibrointipainolla välittömästi lämpötilavaihtelua havaittaessa. Jos PSC-toiminto on asetettu päälle (ON), se käynnistyy automaattisesti sellaisen lämpötilavaihtelun sattuessa, joka voisi vaikuttaa kielteisesti vaa'an herkkyyteen. Kalibrointi tapahtuu automaattisesti punnitustilassa ja seuraavissa

käyttöolosuhteissa:

- (1) kun ympäristön lämpötila on muuttunut (0,5°C);
- (2) viimeisestä kalibroinnista on kulunut yli neljä tuntia;
- (3) kun vaaka on kytketty valmiustilasta (stand-by) punnitustilaan, ehto (1) tai (2) on täyttynyt.
- (4) kun vaaka on kytketty irti verkosta.

Jos punnitustilassa yksi yllä olevista ehdoista on täytetty, näytöllä vilkkuu noin 2 minuutin ajan tulevasta kalibroinnista ilmoittava painomerkki. Sen jälkeen näytölle tulee "PSC run". Kun kalibrointi käynnistyy, näkymä vaihtuu automaattisesti ja vaa'an sisältä kuuluu kalibrointipainon lastausmekanismin toimintaa. PSC-toiminnon oikean toiminnan varmistamiseksi rajoita tärinää ja ilmavirtaa (vetoja). Vaaka siirtyy takaisin punnitustilaan, kun PSC-kalibroinnin päättyessä näytölle tulee uudelleen grammamerkki.

Vaa'an herkkyys ennen kalibrointia ja sen jälkeen voi olla hiukan erilainen. Kalibrointiaikana ei saa tehdä mitään punnituksia. Jos kalibrointi käynnistyy punnitussarjan aikana, se voidaan keskeyttää painamalla **ON/OFF**-painiketta painomerkin vilkkuessa. Tällöin automaattinen kalibrointi keskeytetään.

- 00000 , SELL 100	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
PSC ion	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee tämänhetkinen asetus "PSC:*":
₽5[ :on • ₽5[ -on	Jos haluat muuttaa asetusta, paina <b>[TARE]</b> -painiketta, kun näytöllä on "PSC:*"-merkki.
→ P5[-on	[CAL]-painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
$\hat{v}$	"PSC-on" toiminto on aktivoitu
→ PSE-oF	"PSC-of" toiminto on deaktivoitu
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.
PSC of	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.
	Poistu toimintovalikosta painamalla [ON/OFF]-painikkeella.
5822 ind - • 00000 g	ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle. ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.

#### 8.1.1 PCS-toiminnon kytkentä päälle ja pois päältä

PSC ja Clock-CAL -toiminnot ovat kytkettävissä päälle ja pois päältä toisistaan riippumatta. Painomerkki () ilmenee asetusnäkymästä (katso kohta 12.6), kun PSC ja/tai Clock-CAL -toiminnot on aktivoitu.

#### 8.2 Automaattinen kalibrointi Clock-CAL-toiminnolla

Tämän toiminnon avulla vaaka voidaan ohjelmoida suorittamaan automaattinen kalibrointi tiettyinä kellonaikoina sisäisen kalibrointipainon ja kellon avulla (enintään kolme kertaa päivässä). Clock-CAL -toiminto on erittäin käytännöllinen, jos vaa'an käyttäjän tulee toimittaa säännöllisesti kalibrointiraportteja tai kalibrointi on suoritettavissa ainoastaan taukoaikoina punnitusseisokkien rajoittamiseksi. Painomerkki vilkkuu noin kahden minuutin ajan ja ilmoittaa tulevasta kalibroinnista. Kun painetaan [ON/OFF]-painiketta tämän merkin vilkkuessa, automaattinen kalibrointi perutaan.

# 0.0000, Paina muutaman kerran [CAL]-painiketta, kunnes näytölle tulee SottinG"

#### Clock-CAL -toiminnon kytkentä päälle ja pois päältä:

5822 יחט	
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
For the second	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee tämänhetkinen asetus "tCAL:*":
Elar - on	Jos haluat muuttaa asetusta, paina <b>[TARE]</b> -painiketta, kun näytöllä on "tCal:*"-merkki.
÷₽ĽЯL-oF	<b>[CAL]</b> -painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
$\hat{\mathbb{Q}}$	"tCAL-on" toiminto on aktivoitu
Jess Lan	"tCAL-oF" toiminto on deaktivoitu
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.
ECRL ion	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.
	Poistu toimintovalikosta painamalla [ON/OFF]-painikkeella.
5525 100	ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle.
<b>└ · 0.0000 .</b>	ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.

#### 8.2.1 Clock-CAL-toiminnon aika-asetus

- 0.0000 g 5822 mG	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
(asetuksen nro 1 osalta)	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee "tCAL*":
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "t□*HH:MM". *□- paikka on 1-3 (3 on automaattisen kalibrointiajan mukainen). Tämänhetkinen kellonajan asetus on näytetty "HH:MM"- muotoisena (HH - tunti, MM - minuutit) ja ensimmäinen luku vasemmalla vilkkuu. Ellei ole syötetty mitään asetusta, kellonaika on annettu ":"-muodossa. MENU ja # -merkit osoittavat, että numeerinen syöttö on päällä.
	Painamalla <b>[PRINT]</b> -painiketta vaihdetaan vilkkuva (muutettava) arvo yksi paikka oikealle. <b>[UNIT]</b> -painikkeella voidaan mutta vilkkuvan luvun arvoa. <b>[UNIT]</b> -painiketta painettaessa vilkkuva luku suurenee yhden yksikön verran. Lukujen järjestys on seuraava: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \rightarrow 9 \rightarrow \_ \rightarrow 0$ Valitse tunti 00-23 ja minuutit 00-59. Vahvista valintasi lopullisesti <b>[TARE]</b> -painikkeella. Näytölle tulee uudelleen "t CAL t*"-merkki.
	Asettaaksesi seuraavan kellonajan valitse seuraava oleva "t CAL t*"-asetus <b>[CAL]</b> -painikkeella ja kellonaika samalla tavalla.
5822	Paina muutaman kerran <b>[ON/OFF]</b> -painiketta. Tällöin vaaka palaa valikkoon/punnitustilaan
	Asetusten poistaminen Aika-asetukset "tCAL t1"-"tCAL t3" ovat aina uudelleen nollattavissa asetukseen ":", 3. vaiheessa kuvatulla tavalla.

PSC ja Clock-CAL -toiminnot ovat kytkettävissä päälle ja pois päältä toisistaan riippumatta. Painomerkki () ilmenee asetusnäkymästä (katso kohta 12.6), kun PSC ja/tai Clock-CAL -toiminnot on aktivoitu.

#### 8.3 Kalibrointi alustavasti asetetun prosessin avulla

Alustavasti asetettu kalibrointiprosessi voidaan käynnistää valikkoon siirtymättä. Asetettu kalibrointiprosessi voidaan käynnistää punnitustilassa painamalla yksinkertaisesti **[CAL]**-painiketta ja sitten **[TARE]**-painiketta.

#### 8.3.1 Alustavasti asetetun kalibrointiprosessin valinta

- 00000 , SELL .nG	Paina muutaman "SettinG".	n kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee
	Paina <b>[TARE]</b> -pa	ainiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
EERL	Paina <b>[TARE]</b> -pa	ainiketta. Näytölle tulee "E CAL"-merkki.
	Paina muutaman tarvittava asetus. tulee tämänhetki	n kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee . Stabilointimerkki (➡) tulee näkyville, kun näytölle nen kalibrointiasetus.
	Valitse yksi seura	aavista vaihtoehdoista:
	EERL	Ei dokumentaatiota
	EESE	Kalibrointitesti ulkopuolisella kalibrointipainolla (katso kohta 8.3.4)
	, CRL	Kalibrointi sisäisellä kalibrointipainolla (katso kohta 8.3.2)
	· EESE	Kalibrointikoe sisäkalibrointipainolla (katso kohta 8.3.3)
	Vahvista asetuks "CAL dEF"-merkl	sesi painamalla <b>[TARE]</b> -painiketta. Näytölle tulee ki.
	Poistu toimintova	alikosta painamalla <b>[ON/OFF]</b> -painikkeella.
- 00000 ,	ON/OFF-painiket paluu edelliselle	tta painettaessa: valikolle.
	ON/OFF-painiket paluu punnitustila	tta painettaessa ja painettuna pidettäessä: aan.
	Valittu kalibrointij yksinkertaisesti [	prosessi voidaan käynnistää painamalla CAL]-painiketta ja sitten [TARE]-painiketta.

#### 8.3.2 Alustava asetus: sisäkalibrointipainolla

- <u>    00000   </u>	Alustava ehto: aktivoitu "i tCAL"-toiminto (katso kohta 8.3.1)
	Paina [CAL]-painiketta. Näytölle tulee "i-CAL"-merkki.
•CRL End	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Asetus vaihtuu automaattisesti seuraavassa järjestyksessä: "CAL 2", "CAL 1", "CAL 0" ja "CAL End". Kun kalibrointi on onnistunut, vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.
	Kalibrointivirheen esiintyessä (esim. punnituslevyllä on esineitä) näytölle tulee virheilmoitus ja kalibrointi on suoritettava uudelleen.

#### 8.3.3 Alustava asetus: kalibrointitesti sisäkalibrointipainolla

Kalibrointikokeen aikana vaaka tallentaa kalibrointipainoarvon ja vertaa sen todelliseen arvon. Tämä tapahtuu ainoastaan tarkistuksen tavoin, eli käytännössä ei muuteta mitään arvoja.

	Alustava ehto: aktivoitu "i tESt"-toiminto (katso kohta 8.3.1)
	Paina <b>[CAL]</b> -painiketta. Näytölle tulee "i-tESt"-merkki.
£E5£ 2	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Asetus vaihtuu automaattisesti seuraavassa järjestyksessä: "tESt 2", "tESt 1", "tESt 0"
ʻd 0000 I	Seuraavaksi näytölle ilmestyy pariksi sekunniksi edellisen ja tämänhetkisen kalibroinnin välinen ero.
LEStEnd	Kun näytölle tulee "tESt End"-merkki, vaaka palaa automaattisesti punnitustilaan.
_ • 0.0000 g	

	Alustava ehto: aktivoitu "E tESt"-toiminto (katso kohta 8.3.1)
- <i>00000</i> ,	
E <sup>wee</sup> ŁESŁ	Paina [CAL]-painiketta. Näytölle tulee "E-tESt"-merkki.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Tarkistus käynnistyy ja nollalukema vilkkuu (samalla on huomioitava, ettei punnituslevylle jää mitään esineitä).
(Esimerkki:	Odota, kunnes näytölle tulee vilkkuen kalibrointipainoarvo.
	Aseta tarvittava kalibrointipaino punnituslevylle.
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Odota, kunnes näytölle tulee uudelleen vilkkuva nollalukema. (Voi kestää noin 30 sekuntia.)
	Poista kalibrointipaino punnituslevyltä.
i 0000 l	Seuraavaksi näytölle ilmestyy pariksi sekunniksi edellisen ja tämänhetkisen kalibroinnin välinen ero.
LESEEnd	Kun näytölle tulee "tESt End"-merkki, vaaka palaa automaattisesti punnitustilaan.
- 00000 g	

### 8.3.4 Alustava asetus: kalibrointitesti ulkopuolisella kalibrointipainolla

#### 8.4 Vaihtoehtoinen kalibrointiprosessi

Tällöin kalibrointi tapahtuu valitsemalla valikkoasetus.

#### 8.4.1 Kalibrointi sisäisellä kalibrointipainolla

	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
FUnE.SEL	
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL"-merkki.
EERL	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "E CAL"-merkki.
, CRL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "i CAL".
CRL 2	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Asetus vaihtuu automaattisesti seuraavassa järjestyksessä: "CAL 2", "CAL 1", "CAL 0" ja "CAL End".
ERL End	Kun kalibrointi on onnistunut, vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.
- · 00000 ,	Kalibrointivirheen esiintyessä (esim. punnituslevyllä on esineitä) näytölle tulee virheilmoitus ja kalibrointi on suoritettava uudelleen.

#### 8.4.2 Kalibrointikoe sisäkalibrointipainolla

Kalibrointikokeen aikana vaaka tallentaa kalibrointipainoarvon ja vertaa sen todelliseen arvon. Tämä tapahtuu ainoastaan tarkistuksen tavoin, eli käytännössä ei muuteta mitään arvoja.

- 0.0000 , Fün£.5EL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL"-merkki.
EERL	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "E CAL"-merkki.
· £E5£	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "i tESt".
·£E5£ 2	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Asetus vaihtuu automaattisesti seuraavassa järjestyksessä: "tESt 2", "tESt 1", "tESt 0"
i 0000 i	Seuraavaksi näytölle ilmestyy pariksi sekunniksi edellisen ja tämänhetkisen kalibroinnin välinen ero.
LESEEnd	Kun näytölle tulee "tESt End"-merkki, vaaka palaa automaattisesti punnitustilaan.
[· 0.0000 ,	

- 0.0000 , FünE.SEL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL"-merkki.
EERL	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "E CAL"-merkki.
EESE	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "i tESt".
, 00000, ,	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Tarkistus käynnistyy ja nollalukema vilkkuu (samalla on huomioitava, ettei punnituslevylle jää mitään esineitä).
(Esimerkki:	Odota, kunnes näytölle tulee vilkkuen kalibrointipainoarvo.
, , <u>0</u> ,000,0, ,	Aseta tarvittava kalibrointipaino punnituslevylle. Odota, kunnes näytölle tulee uudelleen vilkkuva nollalukema. (Voi kestää noin 30 sekuntia.) Poista kalibrointipaino punnituslevyltä.
*d 0000   *E5tEnd -* 00000 ,	Seuraavaksi näytölle ilmestyy pariksi sekunniksi edellisen ja tämänhetkisen kalibroinnin välinen ero. Kun näytölle tulee "tESt End"-merkki, vaaka palaa automaattisesti punnitustilaan.

### 8.4.3 Kalibrointikoe ulkopuolisella kalibrointipainolla

#### 9 Vakaus

#### <u>Yleistä:</u>

90/384/ETY-direktiivin mukaisesti vaaka on aina vaattava, jos niitä käytetään seuraavalla tavalla (lakisäteinen laajuus):

- a) kauppapunnitukset, jos tavaran hinta määräytyy punnituksen perusteella;
- b) lääkkeiden tuotanto apteekeissa sekä lääkinnällisissä ja farmaseuttisissa laboratoriotutkimuksissa;
- c) viranomaisten tai viralliseen käyttöön;
- d) valmiiden pakkausten tuotanto.

Tarvittaessa ota yhteyttä aluehallintovirastoon.

#### Vakaussuositukset

Teknisessä erittelyssä vakauskelpoiseksi merkityillä vaaoilla on EU-laajuinen tyyppihyväksyntä. Mikäli vaakaa on tarkoitus käyttää yllämainittuihin vakauksenalaisiin tarkoituksiin, sen vakaus on uudistettava säännöllisesti ja virallisesti.

Vaa'an vakauksen päivittäminen tapahtuu kansallisten määräyksien mukaisesti. Esim. Saksassa vakauksen voimassaoloaika on tavallisesti 2 vuotta.

Noudata kansallisia lainmääräyksiä!

Vakauksen jälkeen vaaka sinetöidään merkityistä paikoista.

#### Vakaus ilman sinetöintiä on mitätön.

Sinetöintipaikka:



#### Vakauskelpoinen vaaka on poistettava käytöstä, jos:

- **punnitustulos** on **virhealueen ulkopuolella**. Sen vuoksi vaaka on kuormitettava säännöllisesti kalibrointipainolla (n. 1/3 maksimipainosta) ja verrattava vaa'an osoittama arvo kalibrointipainoon.
- vakausmääräaika on ylittynyt.

#### 10 ISO/GLP-protokolla

Laadunvalvontajärjestelmiin tarvitaan mittaus- ja kalibrointitulosteita, joista ilmenee päivä ja aika sekä vaa'an tunnus. Nämä vaatimukset täyttyvät helpommin laitteeseen kytkettävällä tulostimella.

#### 10.1 Kalibrointiraportin tulostusasetukset

Tämän toiminnon avulla vaaka tulostaa automaattisesti kalibrointiraportin kalibroinnin jälkeen. Raportteja voidaan tulostaa lisävarusteisen tulostimen avulla. Clock-CAL-toiminnon yhdessä (katso kohta 8.2) vaaka suorittaa automaattisesti ja jaksoittain kalibroinnin ja toimittaa siitä raportteja.

Ensin syötä asetukset 15.4 kohdan "KERN-YBK-01N" -osiossa kuvatun menetelmän mukaisesti.

Protokollan tulostus on asetettavissa seuraavalla tavalla:

- 00000 g 5822 mG	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
J. P :oF	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee "GLP:**" (*-merkki viittaa tämänhetkiseen asetukseen).
GLP-on	Jos haluat muuttaa asetusta, paina <b>[TARE]</b> -painiketta, kun näytöllä on "GLP:**"-merkki.
+ GLP-on	<b>[CAL]</b> -painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
	"GLP-on" toiminto on aktivoitu
	"GLP-oF" toiminto on aktivoitu
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.
<u> </u>	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.
5822	Paina muutaman kerran <b>[ON/OFF]</b> -painiketta. Tällöin vaaka palaa valikkoon/punnitustilaan

#### 10.2 Vaa'an tunnuksen asetus

Tämä asetus liittyy vaa'an tunnukseen, joka merkitään kalibrointiraporttiin.

- 00000 g 5822 mG	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee "id:****" (*-merkki viittaa tämänhetkiseen asetukseen).
, <b>35.7.7</b>	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Ilmaisinkentän yläpuolelle ilmestyy <u>[MENU]</u> ja # -merkki. Toinen niistä osoittaa, että numeerinen syöttö on päällä. Ensimmäinen luku *-merkin vasemmalla puolella vilkkuu. Ensimmäisen luvun arvoa voidaan muuttaa.
	<b>[UNIT]</b> -painiketta painettaessa vilkkuva luku suurenee yhden yksikön verran. Painamalla <b>[PRINT]</b> -painiketta asetetaan vilkkuvan luvun arvo ja vaihdetaan vilkkuva (muutettava) yksi paikka oikealle. Vahvista valintasi painamalla <b>[TARE]</b> -painiketta.
5822	Paina muutaman kerran <b>[ON/OFF]</b> -painiketta. Tällöin vaaka palaa valikkoon/punnitustilaan

#### 10.3 Päivämäärän tulostusasetukset

Tämän asetuksen avulla valitaan, tulostetaanko vaakaan sisäänrakennetun kellon antama päiväys ja kellonaika raportteihin, vai ei.

- 0.0000 g SELL ING	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
Pridion	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee "Prtdt:*" (*-merkki viittaa tämänhetkiseen asetukseen).
Prdt-on	Jos haluat muuttaa asetusta, paina <b>[TARE]</b> -painiketta, kun näytöllä on "Prtdt:*"-merkki.
Prdt-on	<b>[CAL]</b> -painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
ţ	"Prtdt-on" tulostetaan päivämäärä ja kellonaika
Prdt-oF	"Prtdt-oF" päivämäärää ja kellonaikaa ei tulosteta
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➔)-stabilointimerkki.
EERL ion	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.
5Ē££ mū - 00000 ,	Paina muutaman kerran <b>[ON/OFF]</b> -painiketta. Tällöin vaaka palaa valikkoon/punnitustilaan

#### 10.3.1 Päiväys- ja kellonajan tulostus, ilman painoarvoa

Mikäli haluat tulostaa päivämäärän ja kellonajan ilman painoarvoa, paina **PRINT**painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

#### 11 Perustila

#### 11.1 Punnitseminen

- Vinkki: Stabilointia varten on noudatettava tarvittavaa lämpenemisaikaa, joka on 1 tai 4 tuntia (jos mallin d = 0,01 mg).
  - Kytke vaaka päälle painamalla [ON/OFF]-painiketta. Vaaka suorittaa itsetarkistuksen. Vaaka on punnitusvalmis heti sen jälkeen, kun lukema on "0.0000 g".

Vinkki: Tarvittaessa vaaka on aina nollattavissa [TARE]-painikkeella.

⇒ Aseta vaa'alle punnittava aine. Odota, kunnes näytölle tulee stabilointimerkki
(→) ja lue punnitustulos.

#### 11.2 Taaraus

Punnituksessa käytettävän säiliön paino voidaan asettaa (taarata) painamalla vastaavaa painiketta, jonka perusteella seuraavien punnitusten yhteydessä saadaan punnittavan tavaran todellinen nettopaino.

- Aseta tyhjä taarasäiliö punnituslevyn päälle. Näytölle tulee säiliön kokonaispaino.
- ➡ Taarausprosessin käynnistämiseksi paina [TARE]-painiketta. Säiliön paino tallennetaan vaa'an muistiin.
- ⇒ Punnittava aine on asetettava taarasäiliöön.
- ⇒ Seuraavaksi lue näytöltä punnittavan aineen paino.

#### Vinkki:

Vaaka voi muistaa vain taara-arvon.

Kun vaa'alla ei ole tavaraa, vaaka näyttää taara-arvoa negatiivisena arvona. Poistaaksesi tallennetun taara-arvon tyhjennä punnituslevy ja paina **[TARE]**painiketta.

Taarauksen voidaan suorittaa mikä tahansa kertamäärä. Kun taarattu säiliö poistetaan, vaaka osoittaa kokonaispainon negatiivisena arvona.

#### 11.3 Toiminnon vaihto

Kun **[UNIT]**-painiketta painetaan muutaman kerran, toiminto vaihtuu seuraavasti: painoyksiköt, kappalemäärälaskenta, prosenttiarvopunnitus, tiheyden mittaus.

Oletusasetetut vaihtoehdot ovat seuraavat:

 $\textbf{[g]} \rightarrow \textbf{[\%]} \rightarrow \textbf{[Pcs]} \rightarrow \textbf{[ct]} \rightarrow \textbf{[g]} \rightarrow \dots$ 

#### Muut asetukset ovat aktivoitavissa valikosta:

- 00000 g FÜnE.SEL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
للقاتين (Esimerkki)	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "Unit.SEL".
C → U → g	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
January State (1997) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	[CAL]-painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.
	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.
URE PG	Jos haluat deaktivoida yksikön tai toiminnon, paina <b>[TARE]-</b> painiketta, kun stabilointimerkki osoittaa sen näytöllä.
มีการะเรียน	Paina muutaman kerran <b>[ON/OFF]</b> -painiketta. Tällöin vaaka palaa valikkoon/punnitustilaan.
FünE.SEL	
- 0.0000 g	

#### 11.4 Punnitusalueen vaihto

Kun ABT 120-5DM tai ABT 220-5DM-malliin kytketään virta ja käynnistetään, vaaka toimii oletusasetuksena 0,01 mg:n tarkkuudella. Jos haluat asettaa vaa'an toimimaan karheammalla 0,1 mg:n tarkkuudella, paina **[1d/10d]**-painiketta. Mikäli punnitusaikana suurin punnitusalue ylittyy (82 g ABT 220-5DM:n osalta ja 42 g ABT 120-5DM:n osalta), vaa'an tarkkuus vaihtuu automaattisesti karheammaksi. Taaraus pysyy samana karheammalla tarkkuudella. Jos haluat palauttaa korkeamman tarkkuuden, paina **[TARE]**-painiketta, kun näytölle tulee (➡)-merkki.



#### 11.5 Lukematarkkuuden vaihto

**ABT 120-4M**, **ABT 220-4M** ja **ABT 320-4M** -malleissa lukematarkkuus on tarvittaessa pienennettävissä yhdellä luvulla. Tällöin viimeinen desimaaliluku pyöristetään ja poistetaan tuloksesta.

_ → 0.0000 , (vakioasetus)	Paina <b>[1d/10d]</b> -painiketta. Viimeinen desimaaliluku piilotetaan.
- <u>    0.000      </u>	Jos haluat palauttaa tulostarkkuuden vakioasetuksen, paina uudelleen <b>[1d/10d]</b> -paniketta.
- <u>00000</u>	
# 11.6 Lattianalainen punnitus

Esineitä, jotka koon tai muodon vuoksi eivät sovi punnituslevylle, voidaan punnita vaa'an alla.

Suorita seuraavat toimenpiteet

- Kytke vaaka pois päältä.
- Poista vaa'an alustassa oleva tulppa (1).
- Aseta vaaka aukon päälle.
- Ripusta punnittava aine koukusta ja suorita punnitus.



Kuva 1: Varusteet lattianalaiseen punnitukseen





# 12 Valikko

Vaa'an valikossa voidaan muuttaa vaa'an toimintaa tarpeiden mukaisesti. Valikko on oletusasetettu siten, ettei asetuksiin tarvitse periaatteessa tehdä mitään muutoksia. Erikoiskäyttöolosuhteissa asetuksia voidaan muuttaa tarpeiden mukaisesti.

### 12.1 Asetusten vaihto

Mikäli haluat muuttaa tietyn toiminnon asetuksia, sinun on ensin valittava kyseinen toiminto.

Toiminnon vaihto tapahtuu kolmessa vaiheessa:

- ⇒ valikon avaus
- ⇒ toiminnon asetus
- ⇒ vahvistus ja tallennus

Toiminnon asetuksia muutettaessa **ON/OFF**, **CAL** ja **TARE**-painikkeilla on erikoistoiminto.

#### 12.2 Asetusten muuttaminen

- **CAL-painike** = valikon valinta ja valikkokohtien vieritys alaspäin  $(\downarrow)$ .
- **TARE-painike** = toiminnon valinta. Kun toiminto on valittu **CAL**-painikkeella, se avataan muokkausta varten **TARE**-painikkeella.
- **CAL-painike** = toiminnon sisällä käytettävissä olevan asetuksen valinta. Valikon vieritys alaspäin.
- TARE-painike = näytöltä ilmenevien asetusten vahvistaminen ja tallentaminen TARE-painikkeella. Stabilointimerkki osoittaa =valitun toiminnon asetuksen.
- **ON/OFF**-painike = toiminnosta poistuminen

**ON/OFF**-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle.

**ON/OFF**-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.

#### 12.3 Valikon avaaminen

Kokeile itse muuttaa toiminnon asetuksia. Vaihda "Auto-Zero"-toiminnon asetus OFF-asentoon ja takaisin ON-asentoon.

- ⇒ Kytke vaaka päälle painamalla **ON/OFF**-painiketta.
- ⇒ Paina [CAL]-painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
- ⇒ Paina uudelleen **[TARE]**-painiketta, kunnes näytölle tulee "CAL".
- ⇒ Paina uudelleen [CAL]-painiketta, kunnes näytölle tulee "trC:on".
- ⇒ Paina uudelleen [TARE]-painiketta. Auto-Zero -toiminto on valittu. Stabilointimerkki → osoittaa toiminnon tämänhetkistä asetusta.
  - ⇒ Paina [CAL]-painiketta,

jossa: trC-oF "Auto-Zero -toiminto" on kytketty pois päältä trC-on Auto-Zero -toiminto" on kytketty päälle Valitse "trC-oF"

- ⇒ Paina uudelleen [TARE]-painiketta. Muutosta tallennettaessa näytölle ilmestyy "trC: oF
- ⇒ Paina ON/OFF-painiketta.
   Valikosta poistuaksesi pidä ON/OFF
   -painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan.

#### Vinkki:

Useampaa asetusta muutettaessa ei tarvitse joka kertaa poistua valikosta. Voit tehdä muutamia muutoksia ja sitten poistua valikosta.

## 12.4 Päävalikon valinta

- ⇒ Paina [CAL]-painiketta punnitustilassa. Vaaka näyttää ensimmäisen toiminnon "i-Cal" (esimerkki).
- ⇒ Aina kun **[CAL]**-painikkeita painetaan, näytölle tulee seuraava toiminto.

_ • 0.0000 ,	Punnitustila	
	Alustavasti asetettu kalibroi	ntiprosessi (katso kohta 8.3)
SEE in	Ei dokumentaatiota	
SEBI É	Asetuksen valvontamerkki (	katso kohta 12.6)
Strd	Punnitustila —	
POUr InG	Annostelutila	Stabiloinnin ja reaktiokyvyn asetukset (katso kohta 13.1)
[onuE[]	Konvektiota estävä toiminta	
¥,-526	Voimakas stabilointi	
FUnE.SEL	Siirtyy toiselle tasolle (toiminnot, yksikköasetusrył	nmä)
	Siirtymä kolmannelle tasolle	(järjestelmäasetusten valikkoryhmä)
in EFREÉ	Siirtymä neljännelle tasolle	(tiedonsiirtoasetusten valikkoryhmä)
_ → 0.0000 ,	Punnitustila	

#### 12.5 Valikon rakenne







# 12.6 Valikon lukitus

Valikon asetukset ovat lukittavissa niiden luvattoman muokkauksen estämiseksi. Tämä toiminto on merkitty valikon lukitukseksi. Valikon lukitus aktivoidaan seuraavasti:

Lo[¥Ed	Kytke vaaka päälle ja odota, kunnes näytölle tulee <b>"oFF"-</b> merkki. Paina <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "LoCKEd". Valikon lukitus kytkeytyy päälle, kun näytölle tulee MENU-merkki. Seuraavaksi näytölle tulee "oFF".
Jos valikon kohta "LoCKEd" ja valil	aa yritetään muuttaa lukituksen ollessa aktiivinen, näytölle tulee kon valinta keskeytetään. Lukituksen poisto tapahtuu seuraavasti:
oFF oFF oFF	Kytke vaaka päälle ja tietyn ajan kuluttua katkaise virta. Kun näytölle tulee "oFF", paina <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "rELASE". Valikon lukko on deaktivoitu.

# 12.7 Valikon palautus

Tämän toiminnon avulla palautetaan kaikki oletusasetukset. Samalla poistetaan aikaisemmin tallennetut viitepainoarvot kappalelaskennan tai prosenttiarvopunnituksen osalta. Valitut asetukset on merkitty valikossa "#"-merkillä.

	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee "CAL dEF"-merkki.
~E5EŁ	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee "rESET":
reserv	Paina [TARE]-painiketta. Näytölle tulee kysymys "rESET?".
[· 00000 ,	<b>[TARE]</b> -painiketta painettaessa vaaka siirtyy automaattisesti takaisin punnitustilaan.

#### 12.8 Asetuksen valvontamerkki

Mikäli haluat tarkistaa tämänhetkisen asetuksen, punnitustilassa paina muutaman kerran [CAL]-painiketta, kunnes näytölle tulee "St. b1 t" (esimerkki).



Painomerkki ilmestyy, kun automaattinen kalibrointi PSC ja/tai Clock-CAL - toiminnolla on päällä.

# 13 Toimintojen kuvaus

# 13.1 Stabilointisuodatin

Periaatteessa asetusten muuttaminen stabiloinnin parantamiseksi aiheuttaa reaktioajan pidentämisen ja toisaalta lyhyempi reaktioaika huonontaa stabilointia. ABT-malliston vaa'at on suunniteltu siten, että saadaan kumpikin ominaisuus aikaiseksi, eli nopea reaktioaika ja korkea stabiilisuus.

Mittauksia voidaan suorittaa tavallisesti oletusasetuksilla, eli vakiotilassa. Tietyissä käyttöolosuhteissa ja erikoistarkoituksiin voidaan lisäksi käyttää konvektiota estävää toimintoa, voimakasta stabilointia ja annostelutilaa. Tämänhetkistä tilaa osoittaa asetusten valvontailmaisin (katso kohta 12.6).

# 13.1.1 Vakiotila

Tämä on oletusasetus. Tätä punnitustilaa on käytettävä, kun ei tarvitse suurentaa stabilointia eikä lyhentää reaktioaikaa.

- 00000 ,	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee
51 nd	"Stnd".
Asetuksen valvontamerkki ( <u>5Ł</u> ) <i>i É</i> (vakiotilan valinta)	Valitaksesi vakiotilan paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Tämän tilan asetus on vahvistettavissa vain asetuksen valvontamerkin perusteella (katso kohta 12.6).

## 13.1.2 Konvektiota estävä toiminta

Jos punnitus on suoritettava epäsuotuisissa käyttöolosuhteissa (esim. vaihtelevat ilmastointiasetukset), punnituskammioon muodostuva konvektio voi aiheuttaa vaa'an punnitustulosten vaihtelua myös stabilointimerkin ollessa päällä. Korkeampi tarkkuus (0,01 mg) ABT-mallistossa on erittäin altis tällaisiin tekijöihin.

Konvenktiota estävä toiminto säätää stabilointimerkin näyttöaikaa. Huomioi, että toiminnon ollessa päällä stabilointimerkki voi ilmestyä tavallista myöhemmin.

[* 00000 ,	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee
["[]][][][][][][][][][][][][][][][][][]	"ConvECt".
Asetuksen valvontamerkki ÉobłÉ (konvektiota estävän toiminnon valinta)	Valitaksesi konvektiota estävän tilan paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Tämän tilan asetus on vahvistettavissa vain asetuksen valvontamerkin perusteella (katso kohta 12.6).

# 13.1.3 Voimakas stabilointi

ABT-malliston vaa'at on rakennettu siten, että ne ovat alttiita tärinälle ja ilmavirroille vain vähimmissä määrin. Mikäli vaakaa on kuitenkin tarkoitus käyttää erittäin epäsuotuisissa käyttöolosuhteissa, tämä toiminto on kytkettävä päälle tärinän ja ilmavirran vaikutuksen hillitsemiseksi. Tällöin vaa'an reaktioaika on huomattavan hitaampi, mutta sen lukema vakautuu.

- • 0.0000 ,	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee
• H 5£6	"ConvECt".
Asetuksen valvontamerkki (voimakkaan stabiloinnin valinta)	Valitaksesi voimakkaan stabiloinnin paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Tämän tilan asetus on vahvistettavissa vain asetuksen valvontamerkin perusteella (katso kohta 12.6).

# 13.1.4 Annostelutila

Tätä toimintoa on käytettävä, kun lukemanopeutta on nostettava, esim. annostelua varten.

Huomioi kuitenkin, että vaaka reagoi hyvin herkästi käyttöolosuhteisiin.

Herkkyystaso on asetettavissa käyttöpaikan mukaisesti (rauhallinen/epärauhallinen).

- 00000 , POUr InG	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "PoUr inG".
fnorn8L£nu	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee herkkyyden asetus.
	Tämän tilan asetus on vahvistettavissa vain asetuksen valvontamerkin perusteella (katso kohta 12.6).
SERBLEnu	[CAL]-painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
€	" <b>StAbl.Env"</b> osoittaa erittäin rauhallista sijaintia/herkkä ja nopea
\$	" <b>normL.Env</b> " osoittaa normaalia sijaintia/keskitasoinen asetus
UnStRbL.Enu	" <b>UnStAbl.Env</b> "osoittaa erittäin epärauhallista sijaintia/ei herkkä, mutta hidas
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.
	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.

# Asetettua tilaa osoittaa valvontamerkki (katso kohta 12.6):

Po.5.b It	erittäin rauhallinen sijainti/herkkä ja nopea
Ponb It	normaali sijaintia/keskitasoinen asetus
Po.U.b IE	erittäin epärauhallinen sijainti/ei herkkä, mutta hidas

# 13.2 Stabilointimerkki

Jos näytöltä ilmenee stabilointimerkki (➡), vaaka on stabiloitu. Käyttäjä voi säätää stabilointikriteerejä. Käytettävissä on kolme eri tasoa: 1 laskenta, 5 laskentaa ja 10 laskentaa. Oletusasetuksena toimii 1 laskenta.

Stabilointimerkin asetuksia voidaan tarkistaa valvontamerkin perusteella (katso kohta 12.6).

#### Stabilointimerkin asetukset

- 00000 , FÜnC.SEL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
(Esimerkki)	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee tämänhetkinen asetus "b And:***".
+ <b>b</b> -1	Paina [TARE]-painiketta.
+ <sup>MERCI</sup> b- i ↓ + <sup>MERCI</sup> b-5	<ul> <li>[CAL]-painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:</li> <li>"b-1" 1 laskenta</li> <li>"b-1" 5 laskentaa</li> <li>"b-1" 10 laskentaa</li> <li>Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.</li> </ul>
bRnd: 5	vanvista valintasi <b>[IARE]</b> -palnikkeella.
5882 ING	Poistu toimintovalikosta painamalla <b>[ON/OFF]</b> -painikkeella. ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle. ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.

# 13.3 Auto-Zero -toiminto

Tämä toiminto on tarkoitettu painoarvon pienen vaihtelun taaraamiseen.

Jos punnittavan aineen määrää pienennetään tai suurennetaan pienenkin verran, vaa'assa oleva vakausjärjestelmä voi näyttää väärän punnitustuloksen! (Vaa'alla olevasta astiasta valuu tai haihtuu nestettä.)

Jos suoritettavaan punnitukseen liittyy pieniä painoeroja, suosittelemme kytkemään tämän toiminnon pois päältä.

- 00000 , FÜnE.5EL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
ErE ion (Esimerkki)	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee tämänhetkinen "trC:**"-asetus.
t Er[-on	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
tr[-on	<b>[CAL]</b> -painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
$\hat{\mathbb{Q}}$	" <b>trC-on</b> "toiminto on aktivoitu
tr[-oF	"trC-oF"toiminto on deaktivoitu
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.
Eri ion	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.
	Poistu toimintovalikosta painamalla [ON/OFF]-painikkeella.
5222 יחט	ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle.
[· 00000 ,	ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.

# 13.4 Päivämäärän asettaminen

	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
d - 03.15	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee päivämäärä muodossa "d-MM.DD" (MM ja DD ovat aina 2 lukua, kuukauden ja päivän syöttö).
(15. maa 2003)	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Näytölle tulee tämänhetkinen päivämäärä. Ilmaisinkentän yläpuolelle ilmestyy <u>MENU</u> ja # - merkki. Toinen niistä osoittaa, että numeerinen syöttö on päällä. Ensimmäinen luku vasemmalla puolella vilkkuu.
(2. mar 2004)	<b>[UNIT]</b> -painiketta painettaessa vilkkuva luku suurenee yhden yksikön verran. Painamalla <b>[PRINT]</b> -painiketta asetetaan vilkkuvan luvun arvo ja vaihdetaan vilkkuva (muutettava) yksi paikka oikealle. Vahvista valintasi painamalla <b>[TARE]</b> -painiketta.
5Ē££ mū - • 00000 g	Poistu toimintovalikosta painamalla <b>[ON/OFF]</b> -painikkeella. ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle. ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.

# 13.5 Kellonajan asetus

ABT-mallisto on varustettu sisäänrakennetulla kellolla. Kello on asetettava ennen Clock-CAL-toiminnon (katso kohta 8.2) tai GLP-protokollan käyttöä (katso kohta 10). Huomioi, että tämänhetkinen aika tulee näytölle vamliustilassa (katso kohta 7.5.1).

- 0.0000 g 5822 mG	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
£- 14,25	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee päivämäärä muodossa "t-HH.MM" (HH ja MM ovat aina 2 lukua, kellonajan syöttö).
/\ <b>425.38</b>	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Näytölle tulee tämänhetkinen kellonaika. Ilmaisinkentän yläpuolelle ilmestyy <u>MENU]</u> ja # -merkki. Toinen niistä osoittaa, että numeerinen syöttö on päällä. Ensimmäinen luku vasemmalla puolella vilkkuu.
	<b>[UNIT]</b> -painiketta painettaessa vilkkuva luku suurenee yhden yksikön verran. Painamalla <b>[PRINT]</b> -painiketta asetetaan vilkkuvan luvun arvo ja vaihdetaan vilkkuva (muutettava) yksi paikka oikealle. Vahvista valintasi painamalla <b>[TARE]</b> -painiketta.
5822 inG	Poistu toimintovalikosta painamalla <b>[ON/OFF]</b> -painikkeella. ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle. ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.

# 13.6 Kapasiteetti-ilmaisin

Tämä toiminto havainnollistaa punnituslevyn kuormitusta pylväskaavan avulla. Pylväsilmaisin on tarkoitettu odottamattomien kuormitusten ("oL"-virheilmoitus) estämiseen punnitusaikana.

Kapasiteetti-ilmaisin on aina kytkettävissä päälle tai pois päältä.

- 0.0000 , FÜnE.SEL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
Rd iSP.on	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee tämänhetkinen "AdiSP:**"-asetus.
+ Rd-on	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
, wesc Rd-on	<b>[CAL]</b> -painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
$\hat{\mathbf{v}}$	"Ad-on" toiminto on aktivoitu
Rd - oF	"Ad-of" toiminto on deaktivoitu
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (→)-stabilointimerkki.
Rd SP:oF	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.
	Poistu toimintovalikosta painamalla [ON/OFF]-painikkeella.
SELT IND	ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle.
- <i>0.0000</i> ,	ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan.
<b>■</b> <sup>+</sup> 18.03 IS ,	Tämä lukema osoittaa, että melkein kolmasosa kapasiteetista on käytetty.

# 14 Toiminnot

# 14.1 Kappalelaskenta

Kappalemäärän selvittämiseksi voidaan joko laskea säiliöön lisättäviä kappaleita tai säiliöstä poistettavia kappaleita. Jos laskettava kappalemäärä on suurehko, laske yhden kappaleen keskimääräinen paino ottamalla malliksi pieni kappalemäärä (viitekappalemäärä). Mitä suurempi viitekappalemäärä, sitä tarkempi laskenta. Jos kyseessä ovat pienet tai vaihtelevat kappaleet, viitemäärän tulee olla suhteellisen suuri.

Asetusmenetelmä koostuu neljästä askelesta.

- punnitusastian taaraus
- viitekappalemäärän laskenta,
- viitekappalemäärän punnitus,
- kappalelaskenta.

Image: Constraint of the second se	Paina muutaman kerran <b>[UNIT]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee prosenttiarvopunnitus. Näytölle ilmestyy <b>PCS</b> -merkki.
RG	Punnitusastiaa käytettäessä on suoritettava taaraus <b>[TARE]</b> - painikkeella.
PCS	Laskeaksesi viitekappalemäärän aseta punnituslevylle 10, 20, 50 tai 100 kappaletta punnittavaa tavaraa.
	Paina <b>[CAL]</b> -painiketta.
	Painamalla <b>[CAL]</b> -painiketta muutaman kerran voidaan valita tarvittava asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta: "Ld 10", "Ld 20", "Ld 50" ja "Ld 100".
	Tärkeää: Mitä isompi viitekappalemäärä, sitä parempi kappalemäärän laskentatarkkuus.
	Kun stabilointitarkistus on onnistunut (➡), vahvista viitekappalemäärä <b>[TARE]</b> -painikkeella.
(20 kappaleen osalta)	Näytölle tulee muutamaksi sekunniksi "SEt"-merkki ja vaaka tallentaa viitekappalemäärän.

#### Alustava ehto: aktivoitu "U- PSC"-toiminto (katso kohta 11.3)

	Poista viitepaino.
	Nyt voit täyttää astian laskettavilla kappaleilla. Vastaava kappalemäärä tulee näytölle.
	Kun <b>[UNIT]</b> -painiketta painetaan muutaman kerran, lukeman yksikkö vaihtuu, esim.: <b>[g]</b> $\rightarrow$ <b>[%]</b> $\rightarrow$ <b>[Pcs]</b> $\rightarrow$ <b>[ct]</b>
_ • 0.0000 ,	

# Vinkki:

Jos vaaka osoittaa virheilmoituksen "Err 20", viitekappalemäärä on liian pieni.

# 14.2 Prosenttiarvon laskenta

Prosenttiarvopohjainen punnitus näyttää painoa prosenttiarvona verrattuna viitepainoarvoon. Näytöltä ilmenevä on kiinteä ja oletuksellisesti ehdotettu prosenttiarvo

(vakioasetus: 100%).

### Alustava ehto: aktivoitu "U- %"-toiminto (katso kohta 11.3)

- <i>0.0000</i> ,	
<ul> <li> *</li> <li>(Kun PCS-toimintoa käytetään ensimmäisen kerran)</li> </ul>	Paina muutaman kerran <b>[UNIT]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee prosenttiarvopunnitus. Näytölle ilmestyy %-merkki.
× · · · · ·	Punnitusastiaa käytettäessä on suoritettava taaraus <b>[TARE]</b> - painikkeella.
× ×	Aseta vaa'alle viitepaino (=100%) (minimi paino: tulostarkkuus d x 100)
582	Kun stabilointitarkistus on onnistunut (➡), paina <b>[CAL]</b> - painiketta. Viitepainoarvo tallennetaan.
• 100.000 <sup>*</sup>	Poista viitepaino.
	Tästä lähtien vaaka osoittaa painoarvoa %:na.
	Kun <b>[UNIT]</b> -painiketta painetaan muutaman kerran, lukeman yksikkö vaihtuu, esim.: <b>[g]</b> $\rightarrow$ <b>[%]</b> $\rightarrow$ <b>[Pcs]</b> $\rightarrow$ <b>[ct]</b>

# 14.3 Tiheyden mittaus

Alla on kuvattu tiheyden mittausmenetelmä lattianalaiseen punnitsemiseen tarkoitetun varustuksen avulla.

Tiheyttä voidaan mitata vielä yksinkertaisemmin siihen tarkoitetuilla lisävarusteilla. Lisätietoa löytyy tiheyden mittaussarjan mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

- 1. Poista lattianalaiseen punnitukseen tarkoitetun koukun suoja sen jälkeen, kun olet löysentänyt molemmat kiinnitysruuvit.
- 2. Kiinnitä koukkuun aikaisemmin valmistettu ripustettava punnituslevy ja upota se nesteellä täytettyyn astiaan.

# 14.3.1 Kiinteän aineen tiheyden mittaus

Alustava ehto: aktivoitu "d"-toiminto (kiinteän aineen tiheys). Katso kohta 11.3.

- 00000 , SEEL 100	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
L \$50 SEL	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "LSG SEt".
55, (۵۵۵۵ (Esimerkki:	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Näytölle tulee tämänhetkinen mittausnesteen tämänhetkinen tiheysasetus. Ilmaisinkentän yläpuolelle ilmestyy <u>MENU</u> ja # -merkki. Toinen niistä osoittaa, että numeerinen syöttö on päällä. Ensimmäinen luku vasemmalla puolella vilkkuu.
550 1005/( (Esimerkki:	Syötä oman mittausnesteesi tiheysarvo. <b>[UNIT]</b> -painiketta painettaessa vilkkuva luku suurenee yhden yksikön verran. Painamalla <b>[PRINT]</b> -painiketta asetetaan vilkkuvan luvun arvo ja vaihdetaan vilkkuva (muutettava) yksi paikka oikealle. Vahvista valintasi painamalla <b>[TARE]</b> -painiketta.
LSG SEE	Paina <b>[ON/OFF]</b> -painiketta muutaman kerran, kunnes vaaka siirtyy punnitustilaan.

_ → 0.0000, g 4	Paina muutaman kerran <b>[UNIT]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee kiinteän aineen tiheyden mittaustoiminto "d". Huomioi, että kohdetta ilmassa punnittaessa näytöllä on myös "g"-merkki.
<b>-</b> * 30.0057.g *	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Aseta mitattava esine vaa'an punnituslevylle. Kun stabilointitarkistus on onnistunut, paina <b>[CAL]</b> -painiketta.
<b>.</b> * 25789. <sub>*</sub>	Aseta mitattava esine vaa'an upotetulle ja ripustetulle punnituslevylle. Näytölle tulee mitattavan esineen tiheysarvo. Tarvittaessa punnituslevyn ollessa tyhjä näytölle voi tulla "dSP oL"-ilmoitus. Tämä on normaali ilmiö.

# 14.3.2 Nesteen tiheyden mittaus

Alustava ehto: aktivoitu "d"-toiminto (nesteen tiheys). Katso kohta 11.3.

	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "SettinG".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
S <sup>₩₩</sup> SEŁ	Paina muutaman kerran <b>[CALC]</b> -painiketta, jolloin näytölle tulee "Sv SET":
(Esimerkki:	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Näytölle tulee uppopainon tämänhetkinen tiheysasetus. Ilmaisinkentän yläpuolelle ilmestyy <u>MENU]</u> ja # -merkki. Toinen niistä osoittaa, että numeerinen syöttö on päällä. Ensimmäinen luku vasemmalla puolella vilkkuu.
َ اللَّعَمَّةُ عَلَيْهُمَّةُ اللَّعَمَّةُ (Esimerkki:	Syötä uppopainosi tiheysarvo. <b>[UNIT]</b> -painiketta painettaessa vilkkuva luku suurenee yhden yksikön verran. Painamalla <b>[PRINT]</b> -painiketta asetetaan vilkkuvan luvun arvo ja vaihdetaan vilkkuva (muutettava) yksi paikka oikealle. Vahvista valintasi painamalla <b>[TARE]</b> -painiketta.
Su 5EE	Paina <b>[ON/OFF]</b> -painiketta muutaman kerran, kunnes vaaka siirtyy punnitustilaan.

	Paina muutaman kerran <b>[UNIT]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee nesteen tiheyden mittaustoiminto "d". Huomioi, että kohdetta ilmassa punnittaessa näytöllä on myös "g"-merkki. Paina <b>[TARE]</b> -painiketta. Aseta uppopaino punnituslevylle.
<b>•</b> • 59.3789 "•	Kun stabilointitarkistus on onnistunut, paina [CAL]-painiketta.
<b>↓</b> 0.1893 ₄	Upota uppopaino siten, ettei muodostu kuplia. Näytenesteen tiheys tulee näytölle. Tarvittaessa punnituslevyn ollessa tyhjä näytölle voi tulla "dSP oL"-ilmoitus. Tämä on normaali ilmiö.

# 14.4 Automaattinen tulostustoiminto (Auto Print)

Automaattisen tulostustoiminnon avulla tietoja voidaan tulostaa jatkuvasti RS-232C rajapinnan välityksellä **[PRINT]**-painiketta painamatta punnituksen yhteydessä. Vaaka lähettää punnitustiedot, kun stabilointitarkistus on onnistunut (→). Seuraava mittaus voidaan suorittaa punnituslevyn tyhjentämisen jälkeen, jolloin näytön lukema vaihtuu siten, että se on ±3-kertaisen nolla-alueen sisällä.

Vinkkejä:

- ⇒ Tätä toimintoa voidaan käyttää minkä tahansa yksikön kanssa.
- ⇒ Vaa'an alustavan kuormituksen tulee olla ± 5-kertaisen nolla-alueen sisällä.
- $\Rightarrow$  Näytteen kokonaispaino <sup>3</sup> 10 x nolla-alue (nolla-alue = 0,25 e)

- 00000 g FünE.5EL	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "FUnC.SEL".
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
(Esimerkki)	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee tämänhetkinen "AtPrt:**"-asetus.
- RP-on	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.
+ <sup>MBM</sup> RP-on	<b>[CAL]</b> -painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:
ţ	"AtPrt-on" toiminto on aktivoitu
€ • <sup>™™</sup> <i>RP</i> -oF	<ul><li>"AtPrt-on" toiminto on aktivoitu</li><li>"AtPrt-of" toiminto on deaktivoitu</li></ul>
t • ### #P-oF	<ul> <li>"AtPrt-on" toiminto on aktivoitu</li> <li>"AtPrt-of" toiminto on deaktivoitu</li> <li>Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.</li> </ul>
€ • <sup>™™</sup> <i>RP</i> -oF <i>R</i> EPrtion	<ul> <li>"AtPrt-on" toiminto on aktivoitu</li> <li>"AtPrt-of" toiminto on deaktivoitu</li> <li>Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (→)-stabilointimerkki.</li> <li>Vahvista valintasi [TARE]-painikkeella.</li> </ul>
€ + <sup>MMM</sup> <i>RP</i> -oF <i>REP</i> rtion	<ul> <li>"AtPrt-on" toiminto on aktivoitu</li> <li>"AtPrt-of" toiminto on deaktivoitu</li> <li>Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (→)-stabilointimerkki.</li> <li>Vahvista valintasi [TARE]-painikkeella.</li> <li>Poistu toimintovalikosta painamalla [ON/OFF]-painikkeella.</li> </ul>
€ • BP-oF BEP-tion FUnE.SEL	<ul> <li>"AtPrt-on" toiminto on aktivoitu</li> <li>"AtPrt-of" toiminto on deaktivoitu</li> <li>Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (→)-stabilointimerkki.</li> <li>Vahvista valintasi [TARE]-painikkeella.</li> <li>Poistu toimintovalikosta painamalla [ON/OFF]-painikkeella.</li> <li>ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle.</li> </ul>

# 14.5 Summaustila

Vapaasti valittavasta lisäpunnitusmäärästä koituvat osapainoarvot lisätään automaattisesti kokonaispainoarvoon, esim. yhden erän osapunnituksina tai hyvin pienten näytteiden toistuvat punnitukset.

Kun stabilointitarkistus on onnistunut (→), punnitusarvo lähetetään automaattisesti lisävarusteena saatavaan tulostimeen. Näytettävä arvo lisätään summausmuistiin. Seuraavaksi vaaka suorittaa automaattisen taarauksen. Prosessi suoritetaan uudelleen jokaisen näytteen osalta, joita asetetaan punnituslevylle yksi kerralla. Kun viimeinen osapunnitus on päättynyt, kokonaispainoarvo ("TOTAL=") tulee näytölle [ON/OFF]-painiketta painettaessa.

Vinkkejä:

- ⇒ Tätä toimintoa voidaan käyttää minkä tahansa yksikön kanssa.
- ⇒ Vaa'an alustavan kuormituksen tulee olla ± 5-kertaisen nolla-alueen sisällä.
- $\Rightarrow$  Näytteen kokonaispaino <sup>3</sup> 10 x nolla-alue (nolla-alue = 0,25 e)
- ⇒ Jos kyseessä on vaaka, jossa on useampaa tarkkuusasetusta ja korkein tarkkuus on kytketty pois päältä [1d/10d]-painikkeella, tarkistus perustuu lukeman seuraavaan lukuun.

# Toiminnon aktivointi:

- 00000 ,	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee	
FUnE.SEL	"FUnC.SEL".	
	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.	
(Esimerkki)	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee tämänhetkinen asetus "Addon:**".	
 Rdon - on	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.	
₽don-on	[CAL]-painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta:	
Û	"Adon-on" toiminto on aktivoitu	
-Rdon-oF	"Adon-oF" toiminto on deaktivoitu	
	Tämänhetkisen asetuksen osoittaa (➡)-stabilointimerkki.	

Rodonion	Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella. Vaaka tulostaa " ADDON MODE" tekstin.
	Poistu toimintovalikosta painamalla [ON/OFF]-painikkeella.
FÜnESEL	ON/OFF-painiketta painettaessa: paluu edelliselle valikolle.
<b>_                                    </b>	ON/OFF-painiketta painettaessa ja painettuna pidettäessä: paluu punnitustilaan. Mikäli summaustoiminto on aktiivinen, näytölle tulee summausmerkki [ 1 ].

### Summaus:

Käyttö	Lukema	
Astia seisoo punnituslevyllä ja se on taarattu.		
Ennen ainesosien punnitsemista paina 1 x [PRINT]-painiketta.	5.0003	g
Punnitse ensimmäinen ainesosa.		
Odota stabilointimerkin (→) ilmestymistä. 1. ainesosan painoarvo (CMP001) lähetetään automaattisesti lisävarusteena saatavaan tulostimeen. Seuraavaksi vaaka suorittaa automaattisen taarauksen.	0.0000	g
Punnitse toinen ainesosa.	רו 5.00	g
Odota stabilointimerkin (→) ilmestymistä. 2. ainesosan painoarvo (CMP002) lähetetään automaattisesti lisävarusteena saatavaan tulostimeen. Seuraavaksi vaaka suorittaa automaattisen taarauksen.	0.0000	g
Punnitse kolmas ainesosa.	5.00 10	g
Kun viimeinen osapunnitus on päättynyt, kokonaispainoarvo ("TOTAL=") tulee näytölle <b>[ON/OFF]</b> -painiketta painettaessa.		

# Tuloste:

ADDON Mode			
CMP001=			
CMP002=	5,0003 g		
CMD002-	5,0017 g		
	5,0010 g		
TOTAL=	15,0030 g		

Vinkki: Seuraavan kolmen toiminnon joukosta Auto-Print, summaus ja resepti, vain yksi voi olla samanaikaisesti päällä (on). Kun toiminto on aktivoitu, vaaka ei suorita automaattista kalibrointia (PSC/Clock-CAL).

# 14.6 Reseptitila

Reseptitoiminnon avulla voit lisätä vaa'alle seoksen erilaisia ainesosia. Tarkastusta varten voit katsoa kaikkien ainesosien kokonaispainon (erillinen muisti taarattavan astian painoa ja reseptin ainesosia varten).

# "FormU: on" -toiminnon aktivointi (katso kohta 14.5 Summaus):

Mikäli reseptitoiminto on aktiivinen, näytölle tulee "FormU –on" [ 🖄 M]-merkki.

Käyttö	Lukema
Astia seisoo punnituslevyllä ja se on taarattu.	0.0000 g
Punnitse ensimmäinen ainesosa.	0.536 I g
Kun stabilointitarkistus on onnistunut (➡), vaaka lähettää	0.536 / g
saatavaan tulostimeen <b>[PRINT]</b> -painiketta painettaessa. Näytettävä arvo lisätään summausmuistiin. Seuraavaksi	Û
vaaka suorittaa automaattisen taarauksen.	0.0000 g
Punnitse toinen ainesosa.	0.5422 g
Kun stabilointitarkistus on onnistunut (➔), vaaka lähettää 2. ainesosan punnitusarvon (CMP002) lisävarusteena	0.5422 I g
saatavaan tulostimeen <b>[PRINT]</b> -painiketta painettaessa. Näytettävä arvo lisätään summausmuistiin. Seuraavaksi	Û
vaaka suorittaa automaattisen taarauksen.	0.0000 g

Lisää seuraavat ainesosat.	0.4488 g
Kun viimeinen osapunnitus on päättynyt, kokonaispainoarvo (Total) tulee näytölle <b>[ON/OFF]-</b> painiketta painettaessa.	1.527 I g
Tyhjennä punnituslevy. Vaaka on valmis seuraaviin punnituksiin.	

# Tuloste:

Formulation Mode				
CMP001=				
CMP002-	0,5361 g			
CIVIF 002-	0,5422 g			
CMP003=	0.4499 a			
TOTAL=	0,4400 Y			
	1,5271 g			

Vinkki: Seuraavan kolmen toiminnon joukosta Auto-Print, summaus ja resepti, vain yksi voi olla samanaikaisesti päällä (on). Kun toiminto on aktivoitu, vaaka ei suorita automaattista kalibrointia (PSC/Clock-CAL).

# 15 Tiedonsiirron lähtöliitäntä

# 15.1 RS 232C -liitäntä

Vaa'an lähtöliitännän nastasignaalit:

Nastan nro	Signaali
2	TXD
3	RXD
6	DSR
7	SG
20	DTR
5	CTS
4	RTS

# 15.2 Tietoformaatit

Vinkki: \_ on välilyönti tai kaksinkertainen välilyönti (DL) loppumerkkikoodissa.

- Tulevien tietojen formaatti BEFEHLSCODE + DL (komentokoodi + DL) (katso kohta 15.2.3)
- 2. Lähtevien tietojen formaatti
  - Punnitustilassa

(ex.) <u>S</u> -200.000g\_DL Stabilointi \_\_\_\_\_ Polarisointi

# Polarisointitiedot

Positiivinen: Välilyönti (\_) Negatiivine: miinus (-)

**Stabilointitieto** (jos se kuuluu lähtöliitäntään) Stabiili: S Epästabiili: U

Näytöltä ilmenee "oL" tai "-oL".

(ex.) U -\_oLSYMBOL 86 \f "Wingdings 3" \s 12\_DL Stabilointi \_\_\_\_\_\_ Polarisointi

# Polarisointitiedot

Positiivinen: Välilyönti (\_) Negatiivinen: miinus (-)

#### **Stabilointitieto** (jos se kuuluu lähtöliitäntään) Stabiili: S Epästabiili: U

#### 3. Tietomuoto

- ASCII-koodi (JIS)
- Tiedonsiirtonopeus (ja bitin pituus), loppumerkki, loppubitti, formaatti ja Handshake-protokolla ovat muutettavissa valikossa.

# 15.3 Kauko-ohjauskomennot

#### Huom:

Muiden kuin yllä esitettyjen komentomerkkien tai koodien lähettäminen vaakaan voi aiheuttaa asetusmuutoksia ja virheellisiä punnituksia.

Jos vaakaan on syötetty muita kuin edellä mainittuja merkkejä tai komentoja, tiedonsiirtokaapeli on heti irrotettava ja kytkettävä takaisin vasta 10 sekunnin kuluttua.

Komentokood i	Toiminto	Selite
D01	jatkuva lähetys	Vaaka lähettää jatkuvasti tietoa 110 ms:n välein.
D05	kertalähetys	Vastaa [PRINT]-painikkeen painamista.
D06	Automaattinen tulostustoiminto	katso kohta 14.4
D07	kertalähetys stabilointitiedolla	Stabilointimerkki sisältyy ylätekstiin. S: jos stabilointimerkki on näkyvillä U: jos stabilointimerkki ei ole näkyvillä
D08	kertalähetys stabiloinnin yhteydessä	Kun komento on syötetty, tiedot lähetetään stabilointimerkin ensimmäisen osoituksen yhteydessä.
D09	lähetyksen keskeytys	Automaattinen tulostus- ja lähetystoiminto on keskeytetty.
Q	vaihto päälle/pois päältä	Vaihtaminen punnitus- ja valmiustilan (stand- by) välillä.
Т	Taaraus	Vastaa [O/T]-painikkeen painamista.
TS	Taaraus stabiloinnin jälkeen	Kun komento on syötetty, vaaka suorittaa taarauksen, kun stabilointimerkki ilmestyy ensimmäisen kerran.
C18	Mittausjännitteen kalibrointi	
+	Summaustila	katso kohta 14.5
R	täydellinen nollaus	Kaikki mittaukset lopetetaan ja nollataan.
mg	mg-yksikkö	
PERCENT	prosenttiarvon laskenta	
PCS	kappalelaskenta	
СТ	ct-yksikkö	
SDENCE	kiinteän aineen tiheys	
LDENCE	nesteen tiheys	
%	asetus 100%	
G	vaihto g, %	
- g	painoyksikön g poisto	
- mg	mg-yksikön poisto	
- PERCENT	prosenttiarvolaskennan poisto	
- PCS	kappalelaskennan poisto	
- CT	ct-yksikön poisto	
- SDENCE	kiinteän aineen tiheyden poisto	
- LDENCE	nesteen tiheyden poisto	
<u> </u>	voimakkaan stabiloinnin	
002	aktivointi	

Komentokood i	Toiminto	Selite
C12	konvektiota estävän	
013	toiminnon aktivointi	
C14	punnitustilan asettaminen	
COF	stabilointimerkki,	
005	1 laskennan asetus	
COG	stabilointimerkki,	
5 laskennan asetus		
C15	stabilointimerkki,	
10 laskennan asetus		
007	Auto-Zero -toiminto on	
007	kytketty päälle	
C08	Auto-Zero pois päältä	
C10	Autom. CAL päällä	
C11	Autom. CAL pois päältä	
C17	volitus opetukoon päyttä	Valikossa valittuja asetuksia lähetetään
	valituri asetukseri naytto	lyhennetyssä muodossa.

# 15.4 Vakioasetukset

	Näyttö	Tiedonsii rtonopeu s	Loppumer kki	Pariteetti (Bitin pituus)	Loppubit ti	Tietomuo to	Handsha ke
Vakioasetus 1	iF:F1	1200	C/R	ei ole (8)	1	dF1	laitteistota soinen
Vakioasetus 2	iF:F2	1200	C/R	ei ole (8)	1	dF2	laitteistota soinen
Vakioasetus 3	iF:F3	2400	C/R+L/F	yksinkerta inen (7)	1	dF3	laitteistota soinen
Vakioasetus 4	iF:F4	1200	C/R+L/F	käännetty (7)	1	dF4	laitteistota soinen
Käyttäjäasetuk set (katso kohta 15.5)	iF:USEr	käyttäjäas etukset	käyttäjäas etukset	käyttäjäas etukset	käyttäjäas etukset	käyttäjäas etukset	käyttäjäas etukset
KERN – YKB-01N	iF:USEr	1200	C/R	ei ole (8)	1	dF1	off

# Vakioasetusten valinta:

Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "intFACE".	
Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.	
Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee tarvittava vakioasetus.	
Vahvista valintasi <b>[TARE]</b> -painikkeella.	



Paina muutaman kerran **[ON/OFF]**-painiketta. Vaaka palaa punnitustilaan.

# 15.5 Käyttäjäasetukset

Käyttäjäasetuksiin voidaan syöttää henkilökohtaisia asetuksia jokaisen tiedonsiirtoparametrin osalta.

00000 ,	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "intFACE".		
• ,F F (	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.		
ווּד טַטַצר ר	Paina muutaman kerran <b>[CAL]</b> -painiketta, kunnes näytölle tulee "IF:USEr".		
بمة: 1200 (Esimerkki)	Paina <b>[TARE]</b> -painiketta.		
	<b>[CAL]</b> -painikkeella voidaan valita sopiva asetus seuraavien vaihtoehtojen joukosta (**** osoittavat tämänhetkistä asetusta, 2-4 merkkiä):		
ٌ م: <i>9</i> م	" <b>io.b:</b> ****" Tiedonsiirtonopeus " <b>io.d:</b> ****" loppumerkki		
	" <b>io.P:</b> ****" pariteetti		
no.F.dF l	" <b>io.S:</b> ****" Loppubitti		
	"io.F:***" tietoformaatti		
	"io.H:****" Handshake		
	Vahvista valintasi painamalla <b>[TARE]</b> -painiketta ja aseta tarvittava parametri seuraavalla tavalla.		

#### 15.5.1 Tiedonsiirtonopeuden asetukset

1. Lukema muuttuu "io.b:\*\*\*\*" - "b-300" -alueella. Asetuksen vaihto tapahtuu [CAL]painikkeen avulla. Stabilointimerkki (➡) osoittaa tämänhetkisen asetuksen.

Lukema asetettaessa	b-300	b-600	b-1200	b-2400	b-4800
Erikoisasetukset	300 bps	600 bps	1200 bps	2400 bps	4800 bps
	Tiedonsiirtonopeus	Tiedonsiirtonopeus	Tiedonsiirtonopeus	Tiedonsiirtonopeus	Tiedonsiirtonopeus

Lukema asetettaessa	b-9600	b-19.2K	b-38.4K
Erikoisasetukset	9600 bps	19.2Kbps	38.4Kbps
	Tiedonsiirt	Tiedonsiirton	Tiedonsiirto
	onopeus	opeus	nopeus

- 2. Vahvista tarvittava valintasi painamalla [TARE]-painiketta.
- 3. "io.S:\*\*\*\*"-asetus on palautettavissa painamalla [ON/OFF]-painiketta.

#### 15.5.2 Loppumerkin asetukset

1. Lukema muuttuu "io.d:\*\*\*\*" - "d-Cr" -allueella. Asetuksen vaihto tapahtuu [CAL]painikkeen avulla. Stabilointimerkki (→) osoittaa tämänhetkisen asetuksen.

Lukema asetettaessa	d-Cr	d-LF	d-CrLF	d-Cn	d-win 1	d-win -
Erikoisasetukset	C/R	L/F	C/R + L/F	pilkku	ei dokumen	itaatiota

- 2. Vahvista tarvittava valintasi painamalla [TARE]-painiketta.
- 3. "io.d:\*\*\*\*"-asetus on palautettavissa painamalla [ON/OFF]-painiketta.

# 15.5.3 Pariteettiasetukset

1. Lukema muuttuu "io.P:\*\*\*\*" - "P-no" -allueella. Asetuksen vaihto tapahtuu [CAL]painikkeen avulla. Stabilointimerkki (→) osoittaa tämänhetkisen asetuksen.

Lukema asetettaessa	P-no	P-odd	P-EvEn
Erikoisasetukset	ei pariteettia	pariteetti "pariton"	pariteetti "parillinen"
	(kahdeksan bittiä)	(seitsemän bittiä)	(seitsemän bittiä)

- 2. Vahvista tarvittava valintasi painamalla [TARE]-painiketta.
- 3. "io.P:\*\*\*\*"-asetus on palautettavissa painamalla [ON/OFF]-painiketta.

# 15.5.4 Loppubittiasetus

1. Lukema muuttuu "io.S:\*\*\*\*" - "S-S1" -allueella. Asetuksen vaihto tapahtuu [CAL]painikkeen avulla. Stabilointimerkki (➡) osoittaa tämänhetkisen asetuksen.

Lukema asetettaessa	S-S1	S-S2
Erikoisasetukset	loppubitti, 1 bitti	loppubitti, 2 bittiä

- 2. Vahvista tarvittava valintasi painamalla [TARE]-painiketta.
- 3. "io.S:\*\*\*\*"-asetus on palautettavissa painamalla [ON/OFF]-painiketta.

#### 15.5.5 Tietojen lähetys- ja vastaanottoformaatin asetukset

1. Lukema muuttuu "io.F:\*\*\*\*" - "F-dF1" -allueella. Asetuksen vaihto tapahtuu [CAL]painikkeen avulla. Stabilointimerkki (→) osoittaa tämänhetkisen asetuksen.

Lukema asetettaessa	F-dF1	F-dF2	F-dF3	F-dF4
Erikoisasetukset	tietoformaatti	tietoformaatti 2.	tietoformaatti 3.	tietoformaatti 4.
	1.	ei	ei	ei
	vakioformaatti	dokumentaatiota	dokumentaatiota	dokumentaatiota

- 2. Vahvista tarvittava valintasi painamalla [TARE]-painiketta.
- 3. "io.F:\*\*\*\*"-asetus on palautettavissa painamalla [ON/OFF]-painiketta.
- Vinkki: Mikäli vaaka on asetettu tietoformaattiin nro 2, mittaustulos lähetetään tietokoneelta saatavan komennon perusteella.

#### 15.5.6 Handshake-asetukset

1. Lukema muuttuu "io.H:\*\*\*\*" - "H-oFF" -allueella. Asetuksen vaihto tapahtuu [CAL]painikkeen avulla. Stabilointimerkki (➡) osoittaa tämänhetkisen asetuksen.

Lukema asetettaessa	H-oFF	H-Soft	H-HArd	H-tr
Erikoisasetukset	ei	Handshake	Handshake	Handshake
	handshake:a	ohjelmistotasoinen	laitteistotasoinen	aikapohjainen

- 2. Vahvista tarvittava valintasi painamalla [TARE]-painiketta.
- 3. "io.H:\*\*\*\*"-asetus on palautettavissa painamalla [ON/OFF]-painiketta.

# 16 Huolto, kunnossapito ja hävitys

# 16.1 Puhdistus

Ennen puhdistuksen aloittamista katkaise laite sähköverkosta.

Ei saa käyttää syövyttäviä aineita (liuottimet jne.), vaan pestävä laitetta miedolla saippualiuoksella kosteutetulla kankaalla. Varo, ettei nestettä pääse laitteen sisään ja puhdistuksen jälkeen pyyhi vaaka kuivaksi pehmeällä kankaalla. Löysät jäännökset / pulveri on poistettava huolellisesti siveltimellä tai käsi-imurilla.

# Punnittava aine on poistettava vaa'alta välittömästi.

# 16.2 Huolto ja kunnossapito

Ainoastaan koulutetut ja KERN:n valtuuttamat työntekijät saavat käyttää ja huoltaa laitetta.

Ennen vaa'an kotelon avaamista se on katkaistava sähköverkosta.

# 16.3 Hävitys

Pakkauksen ja laitteen hävitys on suoritettava laitteen käyttöpaikalla voimassaolevien kansallisten tai alueellisten lainmääräyksien mukaisesti.

# 17 Vianetsintä

Jos ohjelman käyntiaikana syntyy vaikeuksia, vaaka on sammutettava ja katkaistava sähköverkosta. Seuraavaksi punnitusprosessi on aloitettava uudelleen.

# Virhekooditaulukko:

Virhekoodit	Selite	Ratkaisu
CAL E2	Nollapisteen suuri siirtymä kalibrointiaikana	Tyhjennä punnituslevy.
CAL E3	Suuri painoarvon poikkeama PCAL:ssa.	Käytä oikea kalibrointipaino.
CAL E4	Suuri painoarvon poikkeama kalibrointiaikana.	
CHE X (X ei ole luku) (jos lukema jäätyy)	Sisäinen häiriö.	Ota yhteyttä Huoltoon.
Err 0X (X ei ole luku)	Sisäinen häiriö.	Ota yhteyttä Huoltoon.
Err 20	Ilmestyy, kun syötetään väärä arvo.	Syötä lukuarvo tai desimaalipilkku oikein.
Err 24	Virheellinen syöttöjännite.	Tarkista sähköverkon jännite.

# Mahdollinen syy:

Kohta	Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ennen mittaust a	Näyttö pysyy tyhjänä.	Vaihtovirtalähde on kytketty väärin. Sähköverkossa ei ole jännitettä. Väärä sähköverkon jännite.	Tarkista virransyöttö ja kytke laite oikein.
Mittausai kana	Näytön jännite vaihtelee. Stabilointimerkki ilmestyy väärään aikaan. Voi esiintyä virheellisiä punnitustuloksia.	Tärinä tai veto.	Vaihda vaa'an käyttöpaikka. Vaihda stabiloinnin ja reaktiokyvyn asetuksia tai stabiloinnin osoitusta.
	Näytölle tulee usein "CAL d"-merkki.		

	Haihtuvien aineiden mittaus.	Peitä aine kannella.	
	Punnittavassa kohteessa on sähkövarauksia.	Punnittava metalliastiassa. Punnitse metallielementeillä, jotka ovat punnittavia esineitä suurempia.	
	Näytteiden ja punnituskammion lämpötila poikkeavat toisistaan.	Punnitus on suoritettava, kun lämpötilat ovat samat. Ennen mittausta aseta esine punnituskammioon. Kytke voimakas stabilointitoiminto päälle.	
	Punnituskammiossa on ilmavirtauksia.	Kun vaakaa ei käytetä, punnituskammion luukku on jätettävä auki 1-2 cm:n verran.	
	Sähköhäiriöiden tai voimakkaiden sähkömagneettisten aaltojen vaikutus.	Aseta vaaka kauemmas häiriöiden lähteeltä.	
	Vaa'an sisähäiriöitä.	Ota yhteyttä Huoltoon.	
Lukema "oL" tai "-oL"	Punnituslevyn kuormitus on liian suuri. Punnituslevy on löysä.	Vaakaa käytettäessä on ehdottomasti noudatettava sen punnitusaluetta. Aseta punnituslevy oikein.	
Vaaka suorittaa usein automaattisen kalibroinnin.	Tilassa tai laitteen sisällä esiintyy voimakkaita lämpötilavaihtelua.	Aseta vaaka sellaiselle paikalle, jossa lämpötilavaihtelu on pienempi.	
Lukema on	Kalibrointia ei suoritettu.	Suorita kalibrointi oikein.	
virheellinen.	Ennen punnitusta taara-arvoa ei ole nollattu.	Paina <b>TARE</b> -painiketta lukeman nollaamiseksi.	
Tarvittava painoyksikkö ei tulee näkyville [UNIT]-painiketta painettaessa	Yksikköä ei ole aikaisemmin aktivoitu.	Aseta yksikkö aikaisemmin.	
Ei tiedonsiirtoa vaa'an ja tietokoneen välillä.	Väärät liitäntäasetukset.	Syötä oikeat tiedonsiirtoasetukset.	
Näkyvä virheilmoitus.		Lue virhekooditaulukosta.	
Kalibroin tiaikana	Näkyvä virheilmoitus.		Lue virhekooditaulukosta.
----------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------
Valittaes sa valikko	Ei saa muuttaa valikon asetuksia.	Valikko on lukittu.	Poista valikon lukitus.