

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN SET-08

Datum: 18.03.2025

DEUTSCH

Software EasyTouch SET-08 **Take-Out**






EasyTouch Take-out – Die Entnahmefunktion ermöglicht negatives Wiegen aus einem Quellcontainer

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Die Take-out-Funktion ermöglicht die schnelle und effiziente Entnahmen definierter Portionen aus einem auf der Waage stehenden Quellbehälter. Die Waage zeigt dem Benutzer durch optische und akustische Rückmeldung an, ob eine Portion korrekt entnommen wurde oder nicht. Jede korrekte Entnahme wird vom System angezeigt und abgespeichert („Negativwiegen“ oder „Herauswiegen“)
- Mit dieser Entnahmehilfe können Portionen sehr schnell und einfach entnommen werden. Durch die genaue Datenspeicherung des Systems ist auf einen Blick ersichtlich, wie viele Portionen entnommen wurden und wie hoch der Mengenverlust pro Portion gegenüber der Zielmenge ist
- Farbiges Balkendiagramm: Zeigt dem Benutzer schnell und eindeutig an, ob das Wiegeergebnis unterhalb, innerhalb oder oberhalb des Toleranzbereiches liegt. Die Ergebnismarkierung „I“ visualisiert zusätzlich, wo genau der Wiegewert innerhalb des Toleranzbereiches liegt
- Die Zielgewichte der Portionen können bequem eingegeben oder als aktueller Wägewert auf der Waage übernommen und mit einer zulässigen Toleranz hinterlegt werden. Über die „Quick-Keys“ 1 bis 4 können Take-out Objekte hinterlegt und schnell aufgerufen werden
- Zentraler Stammdatenspeicher: Takeout-Objekte können im Speicher des Systems mit Portions-Gewicht,

erlaubter Toleranz, ID-Nummer, Name, Bild etc. hinterlegt werden. Damit brauchen diese Daten nicht stets erneut eingegeben werden, sondern können bequem aus dem Speicher aufgerufen werden. Im Stammdatenspeicher kann auch ein möglicher Tara-Wert der typischen Verpackung, Box oder des Containers hinterlegt werden, der dann automatisch vom Wiegeergebnis abgezogen wird (PreTare)

- **ID-Sicherung:** Die "ID-Sicherung" bietet die Möglichkeit, jedes gewogene und gespeicherte Klassifikationsergebnis mit einer eindeutigen ID-Nummer (Dynamic Object ID) und einem ID-Namen (Dynamic Object Name) zu versehen. Die Speicherung kann halbautomatisch oder vollautomatisch durchgeführt werden und zwar immer dann, wenn die Waage entlastet und anschließend wieder belastet wird. Das bedeutet, dass der Benutzer bei Massenspeicherungen keine Tasten betätigen muss und effizient arbeiten kann
- **Chargenbezeichnung:** Jede Entnahme-Serie kann mit Kunden-Auftragsname, -Nummer und mit eigener Chargennummer gespeichert werden
- **Statistische Auswertung:** Das System wertet für jede Entnahmeserie den Materialverlust im Sinne der Entnahme über dem definierten Zielwert aus und stellt diesen sowohl als Summe als auch bezogen auf die einzelne Portion dar
- **Take-out in Stück:** Wahlweise kann zwischen den Modi Take-out nach Gewicht und Take-out in Stück umgeschaltet werden. Im Stück-Modus kann der Benutzer ein individuelles Referenzgewicht wiegen, berechnen lassen oder direkt eingeben. Hiermit werden die Gewichtswerte in Stückzahl-Werte umgerechnet

Optionen

- **Zentrale Datenspeicherfunktion Save Server (SET-10)** zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller über EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme sowie aus allen installierten EasyTouch-Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save Server-Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich
- **SET-261 Audio Management:** Mit dieser Option können individuelle Sprach- oder Sounddateien für bestimmte Ereignisse im System hinterlegt werden. Sobald das Ereignis eintritt, spielt das System statt der Standard-Sounddatei die individuelle Sounddatei ab. So können z. B. Sprachenausgaben für Blindenwerkstätten hinterlegt werden, wie „zu leicht“, „OK“ oder „zu schwer“, KERN SET-261

Lizenzinformationen

- **Lizenzumfang:** Eine Lizenz kann auf bis zu vier Endgeräten (PC, Laptop, Tablet) gleichzeitig und unabhängig betrieben werden
- **Benutzer:** In einer Lizenz können unbeschränkt viele Benutzer angelegt werden
- **Waagen:** Es können beliebig viele Waagen in einer Lizenz angelegt und betrieben werden

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-08
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 13605 18
Vorgängermodell	SET-08-2021a
Zolltarifnummer	852349 10

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard
   
Option
 

SOFTWARES

Modell	Beschreibung
SET-311	KERN EasyTouch SET-311 Quick Key
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys