

Ziegelei 1 D-72336 Balingen

Tel: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 

# Instrucciones de uso lluminación de cuello de cisne

## KERN

**OZB-IF** 

**OZB-A4515** 

Versión 1.0 01/2018





## KERN OZB-A4515

Versión 1.0 01/2018

### Instrucciones de uso Iluminación de cuello de cisne

### Índice de contenidos

1	Antes de usar	3
1.1	Notas sobre el sistema eléctrico	3
1.2	Almacenamiento	3
2	Nomenclatura	4
3	Datos técnicos / equipamiento	5
4	Operación	6
5	Sustitución de lámparas	6
6	Sustitución de fusibles	6
7	Servicio	7
8	Eliminación	7
9	Más información	7

#### 1 Antes del uso

#### 1.1 Notas sobre el sistema eléctrico

Antes de conectarlo a una fuente de alimentación, asegúrese de utilizar la tensión de entrada correcta. La guía de selección del cable de alimentación se encuentra en la parte posterior de la unidad, justo encima de la entrada del cable de alimentación. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un incendio u otros daños en la unidad.

Además, el interruptor principal debe estar apagado antes de conectar el cable de alimentación. Esto evitará que se produzca una descarga eléctrica.

Si utiliza un cable alargador, el cable de alimentación que utilice debe estar conectado a tierra.

Si el fusible original se funde, sustitúyalo sólo por un fusible adecuado.

Toda manipulación del equipo que implique un contacto con la instalación eléctrica, como el cambio de lámparas o fusibles, sólo podrá realizarse con la alimentación desconectada.

No abra nunca la carcasa para realizar cambios en los componentes eléctricos. De lo contrario, la garantía quedará anulada inmediatamente y el funcionamiento incorrecto puede dañar el aparato o dejarlo inservible.


#### 1.2 Almacenamiento

Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa, a temperaturas altas o bajas, a golpes, al polvo y a la humedad elevada.

El rango de temperatura adecuado es de 0 a 40° C y no debe superarse una humedad relativa del 85%.

El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie firme, lisa y horizontal.

### 2 Nomenclatura



### 3 Datos técnicos / equipamiento

Modelo	Descripción del artículo	Largo	Intensidad de la iluminación	Temperatura del color	Puede atenuar
KERN		mm		K	
OZB-A4515	Cuello de cisne doble LED	300	6W	5600 - 6300	✓

**Dimensiones del producto**: 120x370x250 mm

**Dimensiones Embalaje:** 300x250x250 mm

Peso neto: 1,5 kg

Peso bruto: 2 kg

Tensión de entrada: AC 100-240V, 50-60Hz

Fusible: 2A 5x20mm

### 4 Operación

- 1. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.
- 2. Encienda el aparato con el interruptor principal.
- 3. Dobla los cuellos de cisne flexibles en consecuencia para llevar las luces LED a la posición preferida.
- 4. Utilice el regulador giratorio para ajustar la intensidad de luz preferida.

### 5 Sustitución de lámparas

Póngase en contacto con el servicio técnico de KERN Optics.

### 6 Sustitución de fusibles

La caja de fusibles se encuentra en la parte trasera de la unidad de iluminación, junto a la entrada del cable de alimentación. Con el aparato apagado y el enchufe retirado, se puede desatornillar la carcasa. Se recomienda el uso de un destornillador. El fusible defectuoso puede ser retirado de su alojamiento y sustituido por uno nuevo. A continuación, hay que volver a atornillar la carcasa del fusible en el punto de atornillado.

#### 7 Servicio

Si a pesar de haber estudiado este manual de instrucciones sigue teniendo dudas sobre la puesta en marcha o el funcionamiento, o si, en contra de lo esperado, surge algún problema, póngase en contacto con su distribuidor especializado. El aparato sólo puede ser abierto por técnicos de servicio capacitados y autorizados por KERN.

### 8 Eliminación

El envase está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que puede desechar en los puntos de reciclaje locales. La eliminación de la caja de almacenamiento y del dispositivo debe ser llevada a cabo por el operador de acuerdo con la legislación nacional o regional vigente del lugar del usuario.

### 9 Más información

Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del producto.

Las descripciones e ilustraciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso. Los desarrollos posteriores del dispositivo pueden conllevar estos cambios.



Todas las versiones lingüísticas incluyen una traducción no vinculante. El documento original en alemán es vinculante.