KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Allemagne
+0049-[0]7433-9933-0
info@kern-sohn.com

# Notice d'installation
# Adaptateur d'interface avec câble pour USB_Host/Master

## KERN KUP-02

Type TYKUP-02-A
Version 1.2
2025-07
fr



Vous trouverez également la version actuelle de ce mode d'emploi en ligne à l'adresse suivante :
https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/
Dans la rubrique Modes d'emploi

fr

# Adaptateur d'interface avec câble pour USB_Host/Master

Version 1.2 2025-07

## Instructions d'installation

**Longueur du câble :** 0,15 m

| | |
|---|---|
| i | • **Seuls les adaptateurs KERN KUP peuvent être connectés au connecteur Sub-D 15 broches de la balance!**<br>• L'adaptateur KUP permet d'exporter les données de l'appareil sur un support USB.support de données. |
| i | **Le menu de réglage de la balance n'est activé que lorsqu'un périphérique (par ex. un clavier) est connecté via le connecteur KUP.**<br>• Sans appareil connecté, le menu n'est pas disponible.<br>• Dès qu'un appareil est détecté, un symbole USB apparaît sur l'écran LCD de la balance.<br>• Vous trouverez la description du menu dans le mode d'emploi de la balance correspondante. |

**Installation:**

1. Éteignez l'appareil.
2. Branchez l'adaptateur d'interface dans le port KUP de l'appareil.
3. Allumez l'appareil. L'adaptateur d'interface est automatiquement détecté par l'appareil.

**Protocoles:**

| | |
|---|---|
| **Protocoles testés** | Code 39, Code 39 full ASCII, Code 128, Code 128 full ASCII, Code 93, MSI, Code 11 |
| | UPC/EAN, UPC/EAN Supplemental, UCC/EAN 128 |
| | Interleaved 2 of 5, IATA |
| | Codabar, Chinese 2 of 5 |

Autres protocoles éventuellement disponibles.

**Accessoires:**

| Type d'accessoire | Désignation du modèle | Remarques concernant la compatibilité |
|---|---|---|
| **Clavier** | YKX-01 | Autres claviers standard avec disposition 104 ou 105 touches possibles, sans touches spéciales |
| **Pavé numérique** | YKX-02 | Autres pavés numériques à 19 touches compatibles |
| **Lecteur de codes-barres** | YKX-03 | D'autres scanners sont disponibles, voir les protocoles pris en charge |