KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germania
+0049-[0]7433-9933-0
FAX
info@kern-sohn.com

Istruzioni di installazione
Adattatore di interfaccia con cavo per USB_Host/Master

KERN KUP-02

Tipo TYKUP-02-A
Versione 1.2
2025-07
it



i	La versione attuale di queste istruzioni è disponibile anche online all'indirizzo: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ alla voce Istruzioni per l'uso

it

Adattatore di interfaccia con cavo per USB_Host/Master

Versione 1.2 2025-07

Istruzioni di installazione

Lunghezza cavo: 0,15 m

	• **È possibile collegare alla presa Sub-D a 15 poli della bilancia solo adattatori KERN KUP della bilancia!** • Con l'adattatore KUP è possibile esportare i dati dell'apparecchio su un supporto dati USB supporto dati.
	Il menu di impostazione della bilancia si attiva solo quando un dispositivo periferico (ad es. una tastiera) tramite la connessione KUP. • Senza alcun dispositivo collegato, il menu non è disponibile. • Non appena viene rilevato un dispositivo, sul display LCD della bilancia compare un simbolo USB. • La descrizione del menu è riportata nel manuale d'uso della bilancia corrispondente.

Installazione:

1. Spegnere l'apparecchio.
2. Inserire l'adattatore di interfaccia nella porta KUP dell'apparecchio.
3. Accendere l'apparecchio. L'adattatore di interfaccia viene riconosciuto automaticamente dall'apparecchio.

Protocolli:

Protocolli testati	Code 39, Code 39 full ASCII, Code 128, Code 128 full ASCII, Code 93, MSI, Code 11
	UPC/EAN, UPC/EAN Supplemental, UCC/EAN 128
	Interleaved 2 of 5, IATA
	Codabar, Chinese 2 of 5

Altri protocolli eventualmente disponibili.

Accessori:

Tipo di accessorio	Denominazione del modello	Note sulla compatibilità
Tastiera	YKX-01	Altre tastiere standard con layout a 104 o 105 tasti, senza tasti speciali
Tastierino numerico	YKX-02	Altri tastierini numerici a 19 tasti compatibili
Lettore di codici a barre	YKX-03	Sono disponibili altri scanner, vedere i protocolli supportati