

KERN 326-06

Pesas individuales, Clase OIML F1, 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-06
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761223691
Modelo predecesor	326-06-2018a; 327-66; 329-06
Modelo sucesor	326-06-2025e
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 g
Tolerancia (OIML)	0,3 mg
Caja aluminio	317-060-600
Caja plástico	347-070-400
Caja de madera	317-060-100

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

Tolerancia (OIML)	0,3 mg
Densidad (kg/m ³)	7950

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	18×18×29 mm
Peso bruto	0,10 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	20 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-436
-------------------	---------

KERN 326-06

Pesas individuales, Clase OIML F1, 50 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

KERN[®]

Funciones

Standard

