



Balanza pesapersonas con función IMC

Características

- Plataforma de pesaje estable de acero con superficie antideslizante y resistente a la abrasión
- Higiénica y fácil de limpiar
- La balanza se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
- Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie, se determina un valor promedio y se “congela” el valor de pesaje una vez estable
- Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Soporte para montar el indicador a la pared, solo para modelos sin soporte
- Puede ser utilizada con pilas así como adaptor de red
- Capota protectora incluida en el suministro

Datos técnicos

- LCD grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 210×110×50 mm
- KERN MPB: Longitud del cable del indicador aprox. 1,2 m
- Dimensiones totales A×P×A
KERN MPB: 315×300×60 mm
KERN MPB-P: 315×450×1000 mm (soporte incl.)
- Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 170 h
- Adaptador de red externo está incluido

Accesorios

- **1** Tallímetro mecánico para la altura, campo de medición entre 60 cm – 205 cm, para atornillar al soporte (MPB-P), o para montar en la pared, acreditación médica conforme a 93/42/CEE o el reglamento (UE) 2017/745, KERN MSF 200
- Soporte para elevar el indicador, altura del soporte aprox. 950 mm, KERN MWS-A01
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida – sobre la base de cuaternarios compuestos de amonio modernos, también efectivos contra el virus papova. Especialmente respetuosos con los materiales. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 100 uds., KERN MYC-01

ESTÁNDAR



Modelo	Campo de pesaje	Lectura	Plato de pesaje	Peso neto
	[Max] kg	[d] kg	A×P×A mm	aprox. kg
KERN				
MPB 300K100	300	0,1	315×300×60	4,6
MPB 300K100P	300	0,1	315×300×55	7