

# KERN EMB 1000-2

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas prestaciones de pesaje

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	EMB 1000-2
Serie de modelos	EMB
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas escolares
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761098053
Fecha de inicio prevista	2009-1HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Sí

## Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	1000 g
Legibilidad	0,01 g
Repetibilidad	0,01 g
Linealidad	± 0,05 g
Superficie de pesaje (d)	150 mm
Peso de ajuste recomendado	1 kg (F1)

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa	170×244×39 mm
Plato de pesaje del material	Plástico
Material de la carcasa	Plástico
Superficie de pesaje (d)	150 mm

## Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	15 mm
Luz de fondo	No

## Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería	9 V Block
Tiempo de funcionamiento	16 h

## Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Linealidad	± 0,05 g
Legibilidad	0,01 g
Peso de ajuste recomendado	1 kg (F1)
Repetibilidad	0,01 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	2,5 s
Rango de tara	1000 g
Tiempo de calentamiento	120 min
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Unidades de pesaje	Dwt;g;oz;ozt

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C

# KERN EMB 1000-2

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas prestaciones de pesaje



Temperatura ambiente  
mínima 5 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	220×290×150 mm
Peso bruto	1,4 kg
Peso neto	0,90 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	18 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	890 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	6 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	111 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	202 g
Plazo de entrega	1 d

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	963-127
-------------------	---------

## Funciones

### Standard



### Option

