

KERN 337-06

Poids individuel, Classe OIML F2, 50 g, Bouton, inox finement tourné

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle | 337-06 |
| Model-Serie | 337 |
| Assortiment | KERN |
| Type de produit | Poids d'essai |
| Groupe de produits | OIML F2 Poids de contrôle |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle) | 4045761006386 |
| Date de début prévue | 2004-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 84239090 |

Données techniques - Primaire

| | |
|-------------------|-------------|
| Valeur nominale | 50 g |
| Tolérance (OIML) | 1 mg |
| Boîtier aluminium | 317-060-600 |
| Boîtier plastique | 347-070-400 |
| Caisse en bois | 337-060-200 |

Données techniques - Construction

| | |
|----------|----------------------|
| Matériau | Inox finement tourné |
|----------|----------------------|

Données techniques - Système de mesure

| | |
|------------------|------|
| Nominal value | 50 g |
| Classe OIML | F2 |
| OIML conform | Oui |
| Tolerance (OIML) | 1 mg |

Les fonctions

Standard

| | |
|------------------------------|------|
| Density (kg/m ³) | 7950 |
| Volume (cm ³) | 6,25 |

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|--|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 18×18×29 mm |
| Poids brut | 0,05 kg |
| Poids net | 0,05 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

Données techniques - Vérification

| | |
|-----------------------|-----|
| Vérification possible | Non |
|-----------------------|-----|

Services en option

| | |
|-----------------|---------|
| DAkKS Calibrage | 962-436 |
|-----------------|---------|

KERN 337-06

Poids individuel, Classe OIML F2, 50 g, Bouton, inox finement tourné

KERN[®]

