

OPTICS ODC 893

Datum: 28.01.2025

DEUTSCH



USB Digital Mikroskop

CONTACT

📍 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

🌐 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

USB Digital Mikroskop ODC 893

SPEZIFIKATION

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 893
Modell-Reihe	ODC-89
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil
EAN-Code (Modell)	4045761190542
Geplanter Starttermin	unbestimmt-1HJ
Zolltarifnummer	85258900
Auslauf	yes

Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	USB Digital-Mikroskop
Kamera-Auflösung	2 MP

Sensor-Typ	CMOS
Größe des Sensors	1/3,2"

Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Schnittstellen	USB 20
Betriebssystem	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Anwendbare Software	extern (OXM 902)
Abmessungen	35×35×103 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzstecker	USB A
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	fest angeschlossen

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×158×85 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	131,984 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	438 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	13,432 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verifizierung

CE	yes
WEEE	yes

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung	Preis
ODC-A2404	Kalibrier-Objektträger mit Mikrometer KERN ODC-A2404	40,00 €

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Kamera-Typ	Kamera-Auflösung	Sensor-Typ	Größe des Sensors
ODC-A8506				
ODC-A8507				
ODC 893	USB Digital-Mikroskop	2 MP	CMOS	1/3,2"
ODC-A8201				
ODC-A8301				
ODC-A8501				
ODC-A8502				
ODC-A8503				
ODC-A8504				
ODC-A8505				
ODC-A8701				
ODC-A8801				
ODC-A8901				
ODC-A8902				
ODC-A2401				
ODC-A2402				