

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKA-04

Data: 16.03.2025

ITALIANO



Alimentatore di rete 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Alimentatore di rete YKA-04 (9 V DC, 1000 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKA-04
Modello-Serie	YKA
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761152748
Numero di tariffa doganale	85044095
CE Label	sì

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno 0 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	325×455×310 mm
Peso lordo	0,20 kg
Peso netto	0,15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi