



## El especialista digital para todas las mediciones, contajes y archivados – gratuito con todas las cámaras de microscopios KERN

### Características

- El software OXM 902 le ofrece, además de la función streaming para el objeto a examinar, una función de imágenes (instantáneas) y de vídeo
- Existen diversas funciones de medición como p. ej. mediciones de recorrido, superficies y ángulos, y una función de contaje manual. Además están disponibles completas funciones de procesamiento de imágenes y documentación que, naturalmente, pueden exportarse a las aplicaciones Office Microsoft® Word y Excel
- Gracias a los ajustes de visualización pueden mostrarse diferentes dimensiones, cuadrículas de rejilla, escalas y lineales, para una medición óptima
- El balance de blancos automático y la compensación de contraste automática puede realizarse de forma rápida y sencilla, lo que permite trabajar de forma eficiente

- Se pueden destacar aquí las siguientes funcionalidades:
  - Unión de imágenes o stitching
  - Apilamiento de imágenes o stacking
  - Compatibilidad con DShow y TWAIN
  - Kit de desarrollo de software
- Con este software se pueden manejar todas las cámaras de microscopios de KERN que son disponibles

### Datos técnicos

- Puede emplearse con Microsoft® Windows 7, 8, 10 y 11
- Según la configuración de idioma de su sistema operativo Windows, el software VIS de KERN identificará su idioma actual y se instalará en dicho idioma (aunque puede modificarse manualmente en todo momento)
- El software está disponible en los idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés, portugués, polaco, ruso, turco, chino, japonés, coreano
- Encontrará más detalles en la documentación del software en el área de descargas de nuestra página web [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)