

# KERN 347-09

Pesas individuales, Clase OIML M1, 500 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-09
Serie de modelos	347
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761008786
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	500 g
Tolerancia (OIML)	25 mg
Caja aluminio	317-090-600
Caja plástico	347-090-400
Caja de madera	337-090-200

## Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	500 g
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	25 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950

Volumen (cm<sup>3</sup>) 62,5

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	38×38×66 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

## Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-639
-------------------	---------

# KERN 347-09

Pesas individuales, Clase OIML M1, 500 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

**KERN**<sup>®</sup>

Funciones

Standard

