

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZM 543

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Système optique de premier choix et éclairage puissant combinés à une haute flexibilité

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZM 543
Model-Serie	OZM-5
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscope stéréo
Type d'utilisation du produit	Élément de la nomenclature commerciale
Code EAN (Modèle)	4045761169296
Numéro de tarif douanier	90111000
CE Label	oui

Données techniques - Primaire

Système optique	Greenough
Tube	Trinoculaire
Oculaire	Oculaire HSWF 10 x / Ø 23mm avec anti-fongique, point de vue élevé
Objectives	0,7 x - 4,5 x

Données techniques - Construction

Système	Debout
Angle du tube	45°
Rotation du tube	oui
Stand type	pilier
Stand area	283×292 mm
Holder diameter	76 mm
Distance oculaire (max)	76 mm

Distance oculaire (min)	52 mm
Dioptre réglable	bilatéral
Mécanisme de mise au point	vis macrométrique
Visual field min	5,1 mm
Visual field max	32,8 mm
Working distance	110 mm
Sample height max	130 mm
Max resolution	4,6 mm
Dimensions (L×P×H)	330×285×440 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
----------------------	--

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	385×370×330 mm
Poids brut	5 kg
Poids net	3,8 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g

Composant de
l'emballage - en poids -
carton 779,78 g

Composant de
l'emballage - par poids -
plastique 24,13 g

Composant de
l'emballage - par poids -
styromousse 466,09 g

Composant d'emballage
- par poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

WEEE oui

Données techniques - Illumination

Type de lumière
transmise non

Type de lumière
incidente non

FONCTIONS

Standard



Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OZB-A5701	Adaptateur KERN OZB-A5701

Modèle	Description
OZB-A5702	Adaptateur KERN OZB-A5702
OZB-A5703	Adaptateur KERN OZB-A5703
OZB-A5704	Adaptateur KERN OZB-A5704
OZB-A5504	Oculaire de microscope KERN OZB-A5504
OZB-A5505	Oculaire de microscope KERN OZB-A5505
OZB-A5506	Oculaire de microscope KERN OZB-A5506
OZB-A5512	Oculaire de microscope KERN OZB-A5512
OZB-A5513	Oculaire de microscope KERN OZB-A5513
OZB-A5514	Oculaire de microscope KERN OZB-A5514
OZB-A5611	Objectif pour microscope KERN OZB-A5611
OZB-A5612	Objectif pour microscope KERN OZB-A5612
OZB-A5613	Objectif pour microscope KERN OZB-A5613
OZB-A5614	Lentille de protection pour la soudure KERN OZB-A5614
OZB-A5615	Objectif pour microscope KERN OZB-A5615
OZB-A5616	Objectif pour microscope KERN OZB-A5616
OZB-A5781	Table de microscope KERN OZB-A5781
OZB-A5782	Table de microscope KERN OZB-A5782
OZB-A5201	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A5201
OZB-A5203	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A5203
OBB-A6205	Pince#160;OBB-A6205
OBB-A1387	Housse antipoussière KERN OBB-A1387
OZB-A6301	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A6301
OZB-A6302	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A6302
OZB-A5211	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A5211
OZB-A5212	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A5212
OZB-A5213	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A5213
ODC 832	Appareils photo Monture C – USB 3.0 KERN ODC 832
ODC 831	Appareils photo Monture C – USB 3.0 KERN ODC 831
ODC 825	Appareils photo Monture C – USB 2.0 KERN ODC 825
OZB-A4571	Anneau lumineux KERN OZB-A4571
OZB-A4571UK	Anneau lumineux KERN OZB-A4571UK

Modèle	Description
OZB-A4572	Anneau lumineux KERN OZB-A4572
OZB-A4572UK	Anneau lumineux KERN OZB-A4572UK
OBB-A6102	Anneau lumineux KERN OBB-A6102
OBB-A6102UK	Anneau lumineux KERN OBB-A6102UK
OZB-A6303	Support pour microscope stéréo KERN OZB-A6303
ODC 852	Appareils photo Monture C – HDMI KERN ODC 852
ODC 851	Appareils photo Monture C – HDMI KERN ODC 851
OZB-A7101EU	Anneau lumineux polarisant KERN OZB-A7101EU
OZB-A7101UK	Anneau lumineux polarisant KERN OZB-A7101UK
OCS 901	Kit de nettoyage pour microscopes KERN OCS 901
OCS-A1101	Liquide de nettoyage KERN OCS-A1101

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A5503	Oculaire de microscope KERN OZB-A5503
OZB-A5301	Microscope stéréo Système modulaire – Dispositifs de maintien KERN OZB-A5301
OZB-A5191	Valet de Fixation KERN OZB-A5191
OBB-A1387	Housse antipoussière KERN OBB-A1387
OZB-A5805	Œilleton (paire) KERN OZB-A5805
OZB-A5809	Valet (paire) KERN OZB-A5809