

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A5213

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? PRIME-Supports universels

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Support de stéréomicroscope OZB-A52 13

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A52 13
Model-Serie	OZB-UP
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761179295
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Construction

Stand type	universel (double bras à roulement à billes avec pince)
Holder diameter	76 mm

Dimensions (L×P×H)	80×545×515 mm
--------------------	---------------

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de stockage max.	40 °C
------------------------------	-------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	680×330×260 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	11 kg
------------	-------

Poids net	9 kg
-----------	------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
--	-----

Composant de
l'emballage - en poids -
carton 1 140,53 g

Composant de
l'emballage - par poids -
plastique 22,9164 g

Composant de
l'emballage - par poids -
styromousse 599,352 g

Composant d'emballage
- par poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OZB-A5301	Microscope stéréo Système modulaire – Dispositifs de maintien KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Microscope stéréo Système modulaire – Dispositifs de maintien KERN OZB-A5306

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A5806	Levier de remplacement OZB-A5806