

KERN 347-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-161
Modell-Reihe	347
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761008939
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-161-200

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	2,5 g
Dichte (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	6250

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	198×198×249 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	17 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-646
--------------------	---------

KERN 347-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

KERN[®]

