

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 303-036

Datum: 10.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui


KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen



DEUTSCH

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

Modell-Artikel-Code	303-036
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761223059
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Nennwert	1 mg - 100 g
----------	--------------

Gehäuse Aluminium	313-030-600
Gewichtsset Koffer	im Aluminiumetui

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtsset	yes
Art des Gehäuses	im Aluminiumetui

Nominalwert	1 mg - 100 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	yes

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Bruttogewicht	0,90 kg
Nettogewicht	0,65 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	250 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-202
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Option



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>963-202</u>	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-202
<u>962-202R</u>	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-202R
<u>920-711</u>	Markierung von Prüfgewichten KERN 920-711

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
<u>313-030-600</u>	Aluminiumgeschütztes Etui KERN 313-030-600
<u>315-242</u>	Pinzette KERN 315-242

Modell	Beschreibung
<u>318-270</u>	Staubpinsel KERN 318-270