

KERN ODC 241

Tableta con cámara integrada para la observación óptima y la documentación digital de la muestra

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 241
Serie de modelos	ODC-2
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras de microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761217683
Fecha de inicio prevista	2018-2HJ
Número del arancel aduanero	85258900

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	Cámara de la tableta
Resolución de la cámara	5 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1/2,8"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	Bluetooth;HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN
Sistema operativo	Android
Software aplicable	Integrado
Funciones del software	Captación de imágenes;Mediciones;Grabaciones de vídeo

Dimensiones (An×Pr×Al) 238×182×51 mm

Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla	Táctil LCD
Tamaño de la pantalla	9,7"
Resolución de pantalla	2048x1536

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Enchufe	Más dentro, menos fuera
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	275×230×85 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	206,483 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	1,539 g

KERN ODC 241



Tableta con cámara integrada para la observación óptima y la documentación digital de la muestra

Componente del embalaje -
por peso - espuma de
poliestireno 48,4785 g

Elementos de embalaje - por
peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

Funciones

Standard

