



Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz , integriertes Netzteil

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

BESCHREIBUNG

Auswertegerät KMF-TM, LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm, Wägeeinheiten kg

SPEZIFIKATION

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KMF-TM
Modell-Reihe	KMF
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Personenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil
EAN-Code (Modell)	404576 1150492
Geplanter Starttermin	2014-1HJ
Zolltarifnummer	84239010
Auslauf	yes

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	22 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Wägeeinheiten	kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
---------------------------	------

Maximale
Betriebstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur -10 °C

Minimale
Luftfeuchtigkeit 0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen
Verpackung (B×T×H) 370×200×95 mm

Bruttogewicht 0,90 kg

Nettogewicht 0,70 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Karton 100 g

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht -
Kunststoff 100 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach
2014/31/EU yes

Eichgültigkeitsklasse III

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung	Preis
911-013	Matrix-Nadeldrucker KERN 911-013	480,00 €

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung	Preis
RMCC-5001	Anschlussbuchse RMCC-5001	5,00 €
RMCC-9002	Displayabdeckung RMCC-9002	7,00 €
MBC-A09	Halterung für Batterien KERN MBC-A09	15,00 €
RMPE-8004	Batteriefachdeckel RMPE-8004	5,00 €

DEUTSCH

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Eichwert (e)	Minimales Stückgewicht
RMPEN-4012				
RTMPN-9002				
RMPC-4003				
RMPEN-2002				
RTMPN-9001				
RMPC-9002				
RMPE-8006				
RMPE-8015				
RMPE-2001				
RMPD-2003				
RMPEN-2001				
RMPEN-4011				
RMPCN-4011				
RMPE-9017				
RMPE-8005				
RMPS-8010				
RMPI-8001				
RMPD-2002				
RMPD-8002				
RMPE-9018				
RMPE-6011				

RMPDN-40 10

RMPEN-40 10

RMPCN-40 10

RMPEN-800 1

RMPD-200 1

RMPC-400 1

RMPC-100 2

RMPC-800 2

RMPS-40 10

RMPT-40 10

RMPD-E-100 1 300 kg

RMPD-E-400 1

RMPD-E-200 1

RMPC-100 1

RMPS-400 3

RMPS-800 4

RMPE-90 1 2

RMPD-E-800 1

RMPS-800 7

RMPT-400 1

RMPT-800 5

RMPS-800 8

RMPS-800 9

RMPB-400 1

RMPS-200 3

RMPS-300 1

RMPS-400 1

RMPS-800 3

RMPS-800 6

RMXS-500 1

RMPS-600 1

RMPS-100 1

RMPE-90 1 1

KMF-TM

RMPE-900 8

RMPE-9009

RMPE-9005

RMPD-4001

RMPE-9006

RMPE-8004

RMPE-9007

RMPE-6001

RMPE-9003

RMPE-9004

RMPD-9001

RMPD-9002

RMPC-4002

RMPE-8003
