

# KERN TVL-XLS

Banco de pruebas manual para mediciones de fuerzas de tracción y de compresión de alta precisión, con sistema lineal de medida

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	TVL-XLS
Serie de modelos	TVL
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Bancos de pruebas (mecánicos)
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761344785
Fecha de inicio prevista	2023-1HJ
Número del arancel aduanero	90278990

Plazo de entrega

1 d

## Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	500 N
Máx Distancia de recorrido	230 mm

## Datos técnicos - Construcción

Roscas de montaje	5x agujero roscado M6
-------------------	-----------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Fuerza Fuerza	500 N
Longitud máxima medida	54 cm

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	200×300×800 mm
Peso bruto	14 kg
Peso neto	12 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	No hay mercancías peligrosas

# KERN TVL-XLS

Banco de pruebas manual para mediciones de fuerzas de tracción y de compresión de alta precisión, con sistema lineal de medida



## Funciones

### Standard

