

# KERN 337-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	337-161
Modell-Reihe	337
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761006652
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	800 mg
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-161-200

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	F2
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	800 mg
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Funktionen

Standard
----------

Volumen (cm <sup>3</sup> )	6250
----------------------------	------

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	198×198×249 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	17 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-446
--------------------	---------

# KERN 337-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht

**KERN**<sup>®</sup>

