


FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER AC 12

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Pinza universal con 2 platillas de unión para pruebas de tracción y desgarro

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Pinza universal con 2 platillas de unión AC 12

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	AC 12
Serie de modelos	AC
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Pinzas y herramientas de sujeción
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761122352
Número del arancel aduanero	90278990

Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	5 kN
Máx. Anchura de la abrazadera	25 mm

Datos técnicos - Construcción

Material	acero
Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	110×80×25 mm

Datos técnicos - Sistema de medición

Roscas de montaje	Rosca externa M10
-------------------	-------------------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl)	150×100×10 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	1,00 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	No hay mercancías peligrosas
Componente del embalaje - por peso - plástico	10 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
AFM 03	Casquillo SAUTER AFM 03
AFM 06	Adaptador KERN AFM 06
AFM 11	montaje y reparación AFM 11
AFM 16	Adaptador KERN AFM 16