

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A45 15

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Double col-de-cygne lumineux pour un éclairage optimal de votre échantillon

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A45 15
Model-Serie	OZB-IF
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Éclairage externe
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	404576 12 18444
Modèle prédécesseur	OZB-A45 15-2017a
Numéro de tarif douanier	94054239

Données techniques - Primaire

Type d'illumination	LED
Intensité de l'éclairage	6W

Données techniques - Construction

Température de couleur	5600-6300 K
Longueur de la fibre	300 mm
Dimensions (L×P×H)	120×370×250 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Classe de protection	Classe de protection I - conducteur de protection
----------------------	---

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de stockage max.	40 °C
------------------------------	-------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	300×250×250 mm
-----------------------------------	----------------

Poids brut	2 kg
------------	------

Poids net	1,8 kg
-----------	--------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
--	-----

Composant de l'emballage - en poids - carton	179,952 g
--	-----------

Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,25665 g
--	-----------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	70,1211 g
--	-----------

Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
--	-----

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A4853	LED de remplacement OZB-A4853
OZB-A4867	Col-de-cygne de rechange avec LED KERN OZB-A4867