

Imprimantes



Imprimante matricielle KERN 911-013*

Pour imprimer les valeurs de pesée sur du papier normal. Convient pour l'achivage à long terme.



Imprimante matricielle KERN YKN-01*

Pour imprimer les valeurs de pesée sur du papier normal. Convient pour l'achivage à long terme.



Imprimante thermique KERN YKC-01

Imprimante thermique fiable pour les applications standard

Caractéristiques techniques

- Impression à aiguilles
- Vitesse : 1,8 lignes/s
- Max. 40 caractères/ligne
- Largeur de la bande de papier : 57 mm
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 230 V/50 Hz standard UE, de série
- Dimension boîtier : L×P×H 100×180×106 mm
- Ne convient pas pour les séries KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
- Câble d'interface non inclus

Prix de l'imprimante sans câble d'interface :
KERN 911-013

Accessoires

- Rouleaux de papier (10 pcs.),
KERN 911-013-010
- Bloc d'alimentation, EU/GB/US/CH/AUS,
KERN YKA-42

I * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Caractéristiques techniques

- Impression à aiguilles
- Vitesse : 1 ligne/s
- Max. 16 caractères/ligne
- Largeur de la bande de papier : 44 mm
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 230 V/50 Hz, standard UE/GB/US, de série
- Dimension boîtier : L×P×H 158×106×40 mm
- Câble d'interface non inclus

Prix de l'imprimante sans câble d'interface :
KERN YKN-01

Accessoires

- Rouleaux de papier (5 pcs.),
KERN YKN-A01

Caractéristiques techniques


- Impression thermique
- Vitesse : 300 mm/s
- Max. 58 caractères/ligne
- Largeurs de papier compatibles : 80 mm (rouleau)
- Fonctionnement par bloc d'alimentation 230 V/50 Hz standard UE, de série
- Interfaces : RS-232
- Dimension boîtier L×P×H 125×125×150 mm
- Câble d'interface non inclus

Prix de l'imprimante sans câble d'interface :
KERN YKC-01

Accessoires

- Rouleaux de papier (5 pcs.),
KERN YKC-A10

DE SÉRIE



DE SÉRIE



DE SÉRIE



Information pour la commande des imprimantes :

Veuillez indiquer en cas de commande votre modèle de balance pour que l'imprimante puisse être préconfigurée en conséquence à l'usine.

Données d'en-tête personnalisées :

Les imprimantes **KERN 911-013** et **YKN-01** permettent de définir 4 lignes d'en-tête pour l'impression au moyen du logiciel gratuit **KERN SHM-01** (voir www.kern-sohn.com)

Modèles compatibles : KERN 440, DE, FCB, PCD.