

KERN OAB 20LED

Preciso e durevole: il compagno ideale per il vostro laboratorio

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OAB 20LED
Modello-Serie	OAB-L
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Polarimetri
Gruppo di prodotti	Polarimetri analogici
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761476196
Modello precedente	OAB 10LN
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	90271010
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Nonio	0,05°
Lunghezza d'onda	589 nm
Divisione	1°

Dati tecnici - Costruzione

Tipo	Manuale
Sorgente luminosa	LED
Tempo di stabilizzazione	5 s
Dimensioni (L×P×H)	500×130×330 mm
Contenitori di misura	Glasküvette 100mm; Glasküvette 200mm

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Bloc d'alimentation intégré
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Spina di alimentazione	Schuko
Classe di protezione	Classe di protezione II - isolamento protettivo
Attacco del cavo	Collegato in modo permanente

Dati tecnici - Sistema di misura

Rotazione della scala Min	-180°
Rotazione scala Max	+180°
Ingrandimento Loupe	3x

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	570×210×410 mm
Peso lordo	4,4 kg
Peso netto	2,8 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	1 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	658 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	91 g

KERN OAB 20LED

Preciso e durevole: il compagno ideale per il vostro laboratorio



Componenti dell'imballaggio
- in peso - polistirolo 493 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE Sì

Funzioni

Standard

