

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS ODC 251

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Tableta HD con cámara 4K integrada para una observación cómoda y una documentación digital profesional de la muestra

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 251
Serie de modelos	ODC-25
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	404576 1484962

Número del arancel aduanero 85258900

CE Label yes

### Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	Cámara de la tableta
Resolución de la cámara	8 MP 4 K
Tipo de sensor	CMOS
Tamaño del sensor	1/1,8"

### Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
--------------------	-------

Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	Bluetooth;Ethernet;HDMI ;USB 2.0;USB 3.0;WLAN
Sistema operativo	Android
Software aplicable	integrado
Funciones del software	Captación de imágenes;Mediciones;Grabaciones de vídeo
Dimensiones (An×Pr×Al)	237×169×57 mm

### Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla	táctil LCD
Tamaño de la pantalla	10,5"
Resolución de pantalla	1920x1280

### Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100-240V AC 50/60Hz 0.5A
Enchufe	Más dentro, menos fuera
Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	275×230×85 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón	125 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	125 g
Plazo de entrega	1 d

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Verificación

WEEE	yes
------	-----

### FUNCIONES

Standard							
 USB 2.0	 USB 3.0	 BT	 WIFI	 HDMI	 LAN	 230 V	 1 DAY

## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
ODC-A2404	Portaobjetos de calibración con micrómetro KERN ODC-A2404
OCS-A1101	Limpiador líquido KERN OCS-A1101

## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
ODC-A2404	Portaobjetos de calibración con micrómetro KERN ODC-A2404