

# KERN 315-309-205

Safety Set 500 g (F2); 20 g (F1)

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo       | 315-309-205                           |
| Modello-Serie                 | 315                                   |
| Assortimento                  | KERN                                  |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova                         |
| Gruppo di prodotti            | Set di sicurezza                      |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761223417                         |
| Data di inizio prevista       | 2019-1HJ                              |
| Numero di tariffa doganale    | 84239090                              |

Possibilità di verifica

Sì

## Servizi opzionali

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Calibrazione DAkKS | 962-400-400 |
|--------------------|-------------|

## Dati tecnici - Sistema di misura

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Pesi nominali, inclusi | 500 g (F2); 20 g (F1) |
| Valore nominale        | 20 g & 500 g          |
| Classe OIML            | F1;F2                 |

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                       | 255×135×140 mm  |
| Peso lordo                                       | 3 kg            |
| Peso netto                                       | 1,2 kg          |
| Metodo di spedizione                             | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 1,8 kg          |
| Tempo di consegna                                | 1 d             |

## Dati tecnici - Verifica

## Funzioni

Standard

# KERN 315-309-205

Safety Set 500 g (F2); 20 g (F1)

