

KERN 326-09

Peso singolo, classe OIML F1, 500 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-09
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761223660
Modello precedente	326-09-2018a; 327-69; 329-09
Modello successivo	326-09-2025e
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	500 g
Tolleranza (OIML)	2,5 mg
Cassa in alluminio	317-090-600
Cassa in plastica	347-090-400
Cassa in legno	317-090-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	500 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

Funzioni

Tolleranza (OIML)	2,5 mg
Densità (kg/m³)	7950

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	38×38×64 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,50 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-439
--------------------	---------

KERN 326-09

Peso singolo, classe OIML F1, 500 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato



Standard

