

KERN 346-06

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-06
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761117129
Data di inizio prevista	2011-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	250 mg
Cassa in alluminio	346-060-600

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	150×68×96 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	250 mg
Densità (kg/m ³)	7200
Volume (cm ³)	694,4

Funzioni

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×68×96 mm
Peso lordo	5 kg
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-643
--------------------	---------

KERN 346-06

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile



Standard

