

KERN 366-96

Peso singolo, classe OIML M3, 5 kg, Pulsante, ghisa laccata

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-96
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761482104
Modello precedente	366-96-2.024a
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	2,5 g

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Ghisa laccata
-----------	---------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 kg
Classe OIML	M3
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	2,5 g
Densità (kg/m³)	7.100
Volume (cm³)	704,2254

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 94×94×146 mm

Peso lordo 5,0 kg

Peso netto 5,0 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica No

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-643

Funzioni

KERN 366-96

Peso singolo, classe OIML M3, 5 kg, Pulsante, ghisa laccata



Standard



Option

