

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS OZB-A6303

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ? ECO-Universalständer

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer (Universal) OZB-A6303

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A6303
Modell-Reihe	OZB-UE
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 123502 1
Zolltarifnummer	90119000

### Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Universal (Federgelenkarm mit Klemme/Halter/Grobtrieb)
Abmessungen (B×T×H)	770×85×300 mm

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	580×420×370 mm
Bruttogewicht	9 kg
Nettogewicht	7 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	750 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	750 g
Lieferzeiten	1 d

## FUNKTIONEN

Standard



## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A6390	Halter für Federgelenkarm OZB-A6390
OZB-A6392	Ersatz-Klemmhebel OZB-A6392