

KERN 315-408-404

Set sécurité 10 g (M1); 200 g (M1)

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-408-404
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761245501
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 g & 200 g
Boîtier aluminium	Zet315-000-000
Poids de la caisse	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Construction

Matériau	Inox
Is weight set	Oui
Number of weights in set	2
Type of case	Dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 g & 200 g
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui

Les fonctions

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×115×70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-600-600
-----------------	-------------

KERN 315-408-404

Set sécurité 10 g (M1); 200 g (M1)



Standard

