

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YKI-10

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



RS-232/Ethernet-Konverter

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Konverter zur Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232-Datenschnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk
- Ermöglicht eine direkte Integration von Messgeräten in die meisten Firmennetzwerke, mit automatischer Konfiguration über DHCP oder statischer IP-Vergabe. Der Zugriff auf die aktuellen Messdaten ist vom gesamten Netzwerk aus jederzeit möglich
- Der Konverter unterstützt vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten über das Web-Interface
- Kompatibel mit KERN Software BalanceConnection
- Geeignet für Wandmontage oder freistehend
- Lieferumfang: RS-232/Ethernet-Konverter mit 1× RS-232-Port, Netzadapter (EU)

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKI-10
Modell-Reihe	YKI
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL

EAN-Code (Modell)	4045761483361
Vorgängermodell	YKI-01
Zolltarifnummer	84239010
CE Label	yes

Technische Daten - Spannungsversorgung


Netzadapter	Netzteil
-------------	----------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×165×50 mm
Bruttogewicht	0,35 kg
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	130 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11