

**BROCHURE PRODUIT**

---

**OPTICS  
OBB-A1442**

Date: 05.04.2025

FRANCAIS



Objectif achromatique, 100 x, E Plan /0,8 (sec) (à ressort) W.D. (0,15 mm)

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Objectif achromatique, 100 x, E Plan /0,8 (sec) (à ressort) W.D. (0,15 mm) OBB-A1442

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A 1442
Model-Serie	OBB-AO
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761188471
Numéro de tarif douanier	90119000

Composant de l'emballage - en poids - carton 300 g

Délai de livraison 1 d

## FONCTIONS

Standard



### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 65×40×40 mm

Poids brut 0,60 kg

Poids net 0,30 kg

Mode d'expédition Service de colis