

# KERN FS 4

Premium Kraftmessgerät mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externe Messzellen



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FS 4
Modell-Reihe	FS
Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (externer Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761237025
Vorgängermodell	FL TM
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	90248000
CE Label	Yes

## Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	71×31×180 mm
----------------------------	--------------

## Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung	Akku & Netzteil
Akku-Typ	Li-Ion
Betriebszeit (Display aus)	8 h
Betriebszeit (Display an)	5 h
Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Schutzklasse	Ohne Schutzklasse
Schnittstellen	USB-Device

## Funktionen

Standard

## Technische Daten - Messsystem

Einheiten	N
-----------	---

## Technische Daten - Funktionen

Statistik-Funktion	Yes
Spitzenwert-Funktion	Yes
Schnittstelle	USB-Device

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×185×90 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,35 kg
Versandart	Paketdienst
UN-Nummer	Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967)
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	425 g
Lieferzeiten	1 d

## Technische Daten - Zähldaten

Speicher	Yes
----------	-----

# KERN FS 4

Premium Kraftmessgerät mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externe Messzellen



## Option

