

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**OPTICS  
OBB-A1102**

Fecha: 03.04.2025

ESPAÑOL



Condensador de Abbe N.A. 1,25 centrable (con diafragma de apertura)

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

Condensador OBB-A1102

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1102
Serie de modelos	OBB-AC
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761164413
Número del arancel aduanero	90119000

### Datos técnicos - Construcción

Diafragma de apertura	sí
Tipo de condensador	Abbe
Apertura del condensador	1,25
Montaje del condensador	centrable

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	80×80×70 mm
Peso bruto	0,80 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 g
Plazo de entrega	1 d

### FUNCIONES

Standard
----------

