



Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts

Merkmale

- Zeitloses Design
- Stabile Ausführung
- **1** Große, übersichtlich abzulesende Kreisskala
- **2** Große Trittpläche mit rutschfreier Oberfläche aus Kunststoff
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Einfachste Bedienung: Aufstellen – ablesen
- Bequeme Justierung der Anzeige über Stellrad
- Lieferung in einer Einzel-Designverpackung

Technische Daten

- Ziffernhöhe 8 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 290×425×90 mm
- Nettogewicht ca. 3,2 kg

Hinweis: Das Modell mit Zusatz -S05 wird im 5er-Set geliefert. D. h., der in der Tabelle angegebene Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von 5 Stück



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Liefermenge Waage
	[Max] kg	[d] kg	
KERN			
MGC 100K-1	150	1	1
MGC 100K-1S05	150	1	5