

KERN MSF 200

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	MSF 200
Model-Serie	MSF
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Mesure de la taille corporelle
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761192843
Modèle prédécesseur	MSF 200-2016a
Date de début prévue	2017-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	Yes

Données techniques - Primaire

Plage de mesure	210 cm
Lecture	0,1 cm

Données techniques - Construction

Dimensions (L×P×H)	60×60×930 mm
--------------------	--------------

Données techniques - Système de mesure

Plage de mesure	205 cm
Lecture	0,1 cm
Longueur minimale	60 cm
Type d'appareil	Mécanique
Unités	Cm;inch/ft

Les fonctions

Tolérance Longueur	10 mm
--------------------	-------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1015×70×45 mm
Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,80 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	108,5 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	108,5 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Approbation médicale 93/42/EWG	Yes
Classe MPG	1m
Code GMDN	37001

KERN MSF 200

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Standard

