

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YKI-11

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



RS-232/Ethernet-Konverter

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Konverter zur Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232-Datenschnittstelle an ein IP-basiertes Ethernet-Netzwerk
- Ermöglicht eine direkte Integration von Messgeräten in die meisten Firmennetzwerke, mit automatischer Konfiguration über DHCP oder statischer IP-Vergabe. Der Zugriff auf die aktuellen Messdaten ist vom gesamten Netzwerk aus jederzeit möglich
- Der Konverter unterstützt vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten über das Web-Interface
- Kompatibel mit KERN Software BalanceConnection
- Geeignet für Wandmontage oder freistehend
- Lieferumfang: RS-232/Ethernet-Konverter mit 2× RS-232-Ports, Netzadapter (EU). Die beiden RS-232-Ports ermöglichen es, zwei Waagen bzw. Messgeräte parallel anzuschließen und zu verwalten

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKI-11
Modell-Reihe	YKI
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)

Produkt-Verwendungsart Zubehör/DL

EAN-Code (Modell) 4045761483378

Vorgängermodell YKI-01

Zolltarifnummer 84239010

CE Label yes

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter Netzteil

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×155×55 mm
Bruttogewicht	0,40 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	194 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard
   

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
YKA-11	Netzteil KERN YKA-11