

## PRODUKTBROSCHÜRE

# OPTICS OZB-A5221

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ?PREMIUM-Universalständer

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer OZB-A522 1

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A522 1
Modell-Reihe	OZB-UP
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 12179 11
Zolltarifnummer	90119000
CE Label	ja

### Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Universal (Teleskoparm mit Schrauben)
Fläche des Ständers	150×150 mm

Durchmesser des Halters	76 mm
Abmessungen (B×T×H)	150×614×515 mm

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	680×330×260 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g

Verpackungsbestandteil 1140,44 g  
- nach Gewicht - Karton

Verpackungsbestandteil 23,892 g  
- nach Gewicht -  
Kunststoff

Verpackungsbestandteil 430,056 g  
- nach Gewicht -  
Styropor

Verpackungsbestandteil 0 g  
- nach Gewicht -  
Schaumstoff

Lieferzeiten 1 d

## FUNKTIONEN

Standard



## ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
OZB-A5301	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5306

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A5806	Ersatzhebel OZB-A5806
OZB-A5292	Klemmplatten mit Schrauben KERN OZB-A5292