

KERN 326-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-06
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223691
Vorgängermodell	326-06-2018a; 327-66; 329-06
Nachfolgemodell	326-06-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 g
Toleranz (OIML)	0,3 mg
Gehäuse Aluminium	317-060-600
Gehäuse Kunststoff	347-070-400
Gehäuse Holz	317-060-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	0,3 mg
-----------------	--------

Dichte (kg/m ³)	7950
-----------------------------	------

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×29 mm
--------------------------------	-------------

Bruttogewicht	0,10 kg
---------------	---------

Nettogewicht	0,05 kg
--------------	---------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	20 g
--	------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-436
--------------------	---------

KERN 326-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]

