

KERN 346-77

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-77
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761241688
Modello successivo	346-77-2024e
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	500 mg
Cassa in alluminio	346-070-600

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	190×95×109 mm
Materiale	Ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	500 mg
Densità (kg/m ³)	7100

Funzioni

Volume (cm³) 1408,4507

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	210×110×125 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Sì

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-644

KERN 346-77

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Standard

