

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN KUP-01

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Schnittstellenadapter mit Kabel. Schnittstelle mit RS-232 serienmäßig, KUP, Kabellänge 1,5 m

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## BESCHREIBUNG

- Der KERN Universal Port (KUP) ermöglicht den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Nach dem Prinzip „Plug and Play“ wird der KUP für RS-232 bzw. USB, Ethernet, Bluetooth oder WLAN lediglich auf den in das Gerät integrierten DB-15-Stecker aufgesteckt. Dadurch ist das Nachrüsten oder Austauschen von Schnittstellen komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Diese Option bietet somit eine hohe Flexibilität bei geringen Mehrkosten

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | KUP-01                         |
| Modell-Reihe           | KUP                            |
| Sortiment              | KERN                           |
| Produkt Segment        | Allgemeines Zubehör für Waagen |
| Produktgruppe          | Zubehör (Drucker, etc.)        |
| Produkt-Verwendungsart | Zubehör/DL                     |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 1253902                 |
| Zolltarifnummer        | 842390 10                      |

Verpackungsbestandteil 30 g  
- nach Gewicht -  
Styropor

Lieferzeiten 1 d

## FUNKTIONEN

Standard



## Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                 | 225×145×40 mm |
| Bruttogewicht                                  | 0,25 kg       |
| Nettogewicht                                   | 0,20 kg       |
| Versandart                                     | Paketdienst   |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 30 g          |

## ZUBEHÖR

| Modell  | Beschreibung             |
|---------|--------------------------|
| CFS-A03 | Signallampe KERN CFS-A03 |
| AFH 13  | Konverter KERN AFH 13    |