

# KERN 346-07

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc, inox

**KERN**<sup>®</sup>



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	346-07
Model-Serie	346
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761117136
Date de début prévue	2010-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 kg
Tolérance (OIML)	500 mg
Boîtier aluminium	346-070-600

## Données techniques - Construction

Dimensions	193×96×117 mm
Matériau	Inox

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	500 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7200

## Les fonctions

Standard

Volume (cm <sup>3</sup> )	1389
---------------------------	------

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	193×96×117 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

## Services en option

DAkKS Calibrage	962-644
-----------------	---------

# KERN 346-07

Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc, inox

**KERN**<sup>®</sup>

