

# KERN 326-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

# KERN®



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-03
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223721
Vorgängermodell	326-03-2018a; 327-63; 329-03
Nachfolgemodell	326-03-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	5 g
Toleranz (OIML)	0,16 mg
Gehäuse Aluminium	317-030-600
Gehäuse Kunststoff	347-030-400
Gehäuse Holz	317-030-100

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

## Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	0,16 mg
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×13 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-433
--------------------	---------

# KERN 326-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

**KERN**<sup>®</sup>

