

# KERN 326-12

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

**KERN**<sup>®</sup>



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-12
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223646
Vorgängermodell	326-12-2018a; 327-72; 329-12
Nachfolgemodell	326-12-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	2 kg
Toleranz (OIML)	10 mg
Gehäuse Aluminium	317-120-600
Gehäuse Kunststoff	347-120-400
Gehäuse Holz	317-120-100

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	2 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

## Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	10 mg
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×102 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-442
--------------------	---------

# KERN 326-12

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

**KERN**<sup>®</sup>

