

KERN ODC 832

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 832
Modello-Serie	ODC-83
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamere per microscopi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761190474
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	85258900

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Risoluzione della telecamera	5,1 MP
Tipo di sensore	Aptina CMOS
Dimensione del sensore	1/2,5"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Esterno (OXM 902)
Dimensioni	80×80×45 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB B
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	164×164×75 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,60 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
--	-----

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	342,022 g
---	-----------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12,0959 g
--	-----------

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
---	-----

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	62,9821 g
--	-----------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max	40 °C
-------------------------------	-------

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes
------	-----

Funzioni

KERN ODC 832

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Standard

