

KERN 315-306-102

Set sécurité 50 g (F2); 2 g (E2)

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-306-102
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761223370
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included	50 g (F2); 2 g (E2)
Valeur nominale	2 g & 50 g
Classe OIML	E2;F2

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×115×70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
Services en option	
DAkKS Calibrage	962-300-400

KERN 315-306-102

Set sécurité 50 g (F2); 2 g (E2)

