


KERN ODC 841

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 841
Modell-Reihe	ODC-84
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761235724
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	85258900

Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	USB3 Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera-Auflösung	20 MP
Sensor-Typ	Sony CMOS
Größe des Sensors	1"

Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Befestigung der Kamera	C-Mount
Schnittstellen	USB 3.0
Betriebssystem	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Anwendbare Software	Extern (OXM 902)
Abmessungen	68×68×46 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzstecker	USB B
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×150×100 mm
Bruttogewicht	0,65 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	91,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	72,5 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall	0 g
Lieferzeiten	1 d

KERN ODC 841

Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Funktionen

Standard



USB 3.0



SOFTWARE



1 DAY